

PHILIPS

AVENT

Tiralatte manuale

Set Allattamento Vita Attiva

SCF290/13



Estrai più latte, più rapidamente

Migliore efficienza da un tiralatte Manuale

I tiralatte manuali offrono il controllo totale del livello e del ritmo di suzione. Test clinici hanno dimostrato che l'esclusivo tiralatte manuale di Philips Avent assicura una miglior efficienza, poiché permette di estrarre più latte rispetto ai tiralatte elettrici per uso medico.

Vantaggi e caratteristiche:

- Con borsa termica e unità refrigeranti

Efficacia dimostrata clinicamente

- Coppa brevettata con petali

Stimolazione ed estrazione

- Morbide coppe per il massaggio per un'estrazione naturale come con la suzione

Flessibile e portatile

- Facile da assemblare e da usare

In evidenza

Con borsa termica e unità refrigeranti



Tutto quello di cui hai bisogno per mantenere la tua scorta di latte e per estrarre e conservare il latte quando sei lontana dal tuo bambino.

Facile da assemblare e da usare



Pratico e silenzioso.

Coppa brevettata con petali



La coppa Philips Avent ha cinque morbidi petali, che si contraggono e si espandono quando estrai il latte e creano il vuoto che imita la suzione del bimbo al seno.

Morbide coppe per il massaggio



Le coppe massaggianti brevettate da Philips Avent si contraggono e si espandono, simulando la poppata del bambino e stimolando allo stesso tempo un flusso di latte naturale e veloce.

Specifiche

Paese di origine

Inghilterra

Contenuto della confezione

Base/proteggi-coppa: 2 pz.

Vasetti conservalatte (125 ml): 2 pz.

Cool pack: 2 pz.

Tettarella "Prime Poppate" extramorbida: 2 pz.

Spare parts: 1 pz.

Microfiber insulated travel bag: 1 pz.

Tiralatte manuale: 1 pz.

Vasetti conservalatte (260 ml): 2 pz.

Fasi di crescita

Stadio: Da 0 a 6 mesi

