

PHILIPS

AVENT

Sähkökäyttöinen
Twin-rintapumppu

SCF294/02



Suunniteltu mukavaksi

Luonnon inspiroima

Ainutlaatuisessa pumpussa on sähköinen muisti, jonka avulla opit ja muistat oman pumppaustyyliäsi.

Edut ja ominaisuudet:

- Erittäin mukava ja tehokas
- Ohjaus käden ulottuvilla
- Portaaton nopeuden, imutehon ja rytmin säätö – ei esiasetuksia
- Hiljainen, vaivaton ja kannettava
- Pumppaa enemmän maitoa nopeammin

Stimuloi ja paina

- Hellävarainen tyhjiö jäljittelee lapsen imuliikkeitä
- Pehmeät hierontatyyny edistävät maidontuloa

Kohokohdat

Pehmeät hierontatyynyt



Philips Avent -rintapumpun patentoidut hierontatyynyt taipuvat sisään ja ulos, mikä muistuttaa lapsen imemistä ja edistää maidontuloa.

Imutyhjiö

Hellävarainen tyhjiö jäljittelee lapsen imuliikkeitä ja saa aikaan tasaisen maidontulon, mikä vaatii vähemmän pumppaamista.

Patentoitu hierontatyyny



Viisi pehmeää hierontatyynyä kääntyvät pumppauksen aikana sisään ja ulos tyhjiön mukaan, ja imutoiminto imitoi vauvan imemisotetta.

Pumppaa enemmän maitoa nopeammin

Kaksoispumppauksen on todistettu parantavan maidontuloa. Sähkökäyttöinen Twin-rintapumppu on ainoa rintapumppu, joka säilyttää kummassakin pumpussa saman tyhjiötason, mikä varmistaa tehokkaan käytön.

Portaaton säätö

Nopeuden, imutehon ja rytmin säätö portaattomasti – voit asettaa pumpun vastaamaan lapsesi imurytmiä.

Intuitiivinen säätökahva

Kaikki säädöt sijaitsevat rinnan lähellä ja toimivat sormenpäällä hipaisemalla. Voit tehdä tarvittavat säädöt heti – kurottamatta.

Hiljainen, vaivaton ja kannettava

Hiljainen, vaivaton ja kannettava

Virta

Jännite: 100–240 V

Alkuperämaa

Englanti

Sisältö

Erittäin pehmeä vastasyntyneen tutti: 2 kpl

Bottle stand/funnel cover: 4 kpl

Rintamaidon säilytysastia (125 ml): 2 kpl

Tiivistelevy maidon säilytykseen: 2 kpl

Kylmävaraaja: 4 kpl

Sähkökäyttöinen Twin-rintapumppu: 1 kpl

Vastasyntyneen matkatuttipakkaus: 2 kpl

Varaosat: 1 kpl

Manual pump parts for when power is not available: 1

Rintamaidon säilytysastia (260 ml): 2 kpl

Mikrokuituinen kuljetuslaukku: 1 kpl

Thinsulate™-kuljetuslaukku: 2 kpl

Kehitysvaiheet

Vaihe: 0–6 kuukautta

