

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

DECT babaőrző

Páratartalom- és
hőmérsékletriasztás

SCD535/00

Garantáltan személyes és interferenciamentes kapcsolat Hang-, hőmérséklet- és páratartalom-ellenőrzés

A Philips Avent SCD535/00 DECT babaőrrel akkor is közel érezheti magát kisbabájához, amikor másik helyiségben tartózkodik. Az új ECO mód nemcsak az életbevágóan fontos kapcsolatot biztosítja, hanem környezetbarát is.

Kristálytisztá hangzás

- Hangerő jelzése LED jelzőfényvel
- Válassza a környezetének legmegfelelőbb hangerőt
- Biztonság, kristálytisztá hanggal

Teljes kényelem

- Szóljon gyermekéhez
- Távvezérelhető éjszakai fény és altatódalok
- A gyermek szobája páratartalmának és a hőmérsékletének mérésére

Személyes és interferenciamentes kapcsolat

- DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem
- Energiatakarékos ECO mód

330 m hatótávolság

- Újratölthető, vezeték nélküli szülői egység
- Akár 24 óra működési idő újratöltés nélkül
- Folyamatos felügyeletet biztosító kapcsolat

Fénypontok

ECO mód

Az ECO mód lehetővé teszi energiafogyasztásának és átviteli teljesítményének csökkentését.

Interferenciamentes

A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaórzók, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.

Rendkívül hosszú működési idő

A kis méretű, tölthető szülői egység akár 24 órányi vezeték nélküli megfigyelési időt biztosít.

Megnyugtató, kristálytisztá hang

Minden apró kacagást és gőgicsélést tökéletesen tisztán hallhat. A DECT technológia kiváló minőségű, kristálytisztá hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.

Páratartalom- és hőmérséklet-érzékelő

A kombinált páratartalom- és hőmérséklet-érzékelővel felügyelheti a gyerekszoba klímáját. A kisbabák nem képesek a felnőttekhez hasonló mértékben testhőmérsékletük szabályzására. A babaszoba hőmérsékletének enyhe változása, illetve a túl magas vagy túl alacsony páratartalom is nyugtalanná teheti őket. A különleges, kombinált páratartalom- és hőmérséklet-érzékelő a szülői egység kijelzőjén azonnal értesíti, ha megváltozik a babaszoba klímája. A gyerekszoba klímájának teljes felügyeletét ellátja.

Újratölthető szülői egység

330 m hatótávolság. Az övcsat és a nyakpánt tökéletes mozgási szabadságot tesz lehetővé otthonában és annak környezetében. A speciális táska akkor is védi a babaórzót, amikor távol van otthonától.

Hatótávolságon kívülre kerülés és alacsony töltöttség jelzése.

A Philips Avent babaórzője jelez, amikor alacsony a töltöttség, vagy ha a hatótávolságon kívül van

Hang jelzése LED jelzőfényel

A jelzőfényekről leolvasható a gyerekszoba zajszintje. A beállított hang eléréséről még lenémított szülői egységnél is értesülhet, rezgő hangriasztás segítségével.

Állítható hangérzékenység

A hangerő és a hangszint beállítható, így minden kacagást és gőgicsélést hallhat

Altatódalok és éjszakai fény

Előfordul, hogy a lefektetett kisbaba sokáig nem nyugszik meg. A szülői vagy a bébi egységről egyaránt bekapcsolható békés, meleg éjszakai fény megnyugtatja a babát és elősegíti az elalvást. Semmi nem csendesíti le olyan hamar a kisbabákat, mint egy kedves altatódal. A ház bármelyik helyiségéből választhat az 5 elringató dal közül, melyek segítségével a babák szinte azonnal, könnyedén elalszanak. (A távvezérlés nem áll rendelkezésre az Egyesült Államokban.)

Kétdoldali kommunikáció

Néha a kisbabákat egyedül a szülő nyugtató hangja csendesíti le. A nélkülözhetetlen válasz funkció egyetlen gombnyomással bekapcsolható, így otthona bármely pontjáról szólhat gyermekehez.

Műszaki adatok

Hangolégység/Vétel/Adás

Frekvenciasáv: DECT
Automatikus csatornaválasztás
Csatornák száma: 120

Kényelem

Bekapcsolás jelzőfény
Elemek lemerülésének jelzése
Jelerősségjelző
Akkumulátor jelzőfény
Hangerő-szabályozás
Érzékenységszabályozás
Hangszint jelző fények
Rezgő riasztás

Tartozékok

Elemek
Nyakpánt
Övcsipesz, nyakpánt és utazótáska
Töltőalap a szülői egységhez
AC/DC adapter
Használati útmutató
Gyors üzembe helyezési útmutató

Energiellátás

Akkumulátoros működtetés üzemideje: 24 óra
Tápellátás: 220–240 V
Tápellátás: 120 V (USA)
Töltési idő: 3 óra

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet-tartomány: 10 - 40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány: 10 - 40 °C

Logisztikai adatok

Csomagolás méretei (szélesség x magasság x mélység): 305 x 135 x 187 mm

Fejlesztési szakaszok

Fázis: Terhesség, 0–6 hó

