

# PHILIPS

Lampe infrarouge  
InfraPhil

100 W

HP1511



## Soulage les douleurs musculaires

Chaleur focalisée en profondeur

La lampe infrarouge Philips soulage efficacement les douleurs musculaires et articulaires. Sa chaleur infrarouge de 100 W pénètre votre peau en profondeur, stimulant la circulation sanguine et soulageant ainsi les zones de 20 x 30 cm traitées.

# Caractéristiques

## Facile à utiliser

Différents réglages possibles: 0-40 degrés  
(vers l'arrière)

## Spécificités techniques

Lifetime of lamp: 750 séances de 10 minutes

## Sécurité

Certifié IEC: Conforme à la norme IEC 60335

## Spécificités techniques

Longueur du cordon: 160 m

Alimentation: 100 W

Tension: 220/230 V

Fréquence: 50 Hz

Isolation: Classe II (double isolation)

Type de lampes: R95, 100 W

## Poids et dimensions

Poids du produit: 0,5 kg

Dimensions de l'unité d'emballage:

27,0 x 24,0 x 55,0 (H x L x P) cm

Dimensions du produit: 20,0 x 11,7 x 16,7  
(H x L x P) cm

Poids de l'unité de vente: 1 kg

Poids de l'unité d'emballage: 3,1 kg

Nombre d'unités de vente par unité  
d'emballage: 6 pcs

Qté sur europalette: 252 pcs

Dimensions de l'unité de vente:

22,0 x 12,7 x 18,3 (H x L x P) cm

## Informations logistiques

Pays d'origine: Allemagne

Code CTV: 886151101000

## Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

Directive sur les dispositifs médicaux:

2007/47/CE, MDD 93/42/CEE

