

PHILIPS

AVENT

Poignée pour tire-
lait

Natural

Tire-lait Natural

Manuel

CP9282



Pour actionner le diaphragme du tire-lait.

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Actionner la poignée crée une aspiration, qui peut être modifiée en faisant varier la pression que vous appliquez sur la poignée.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :: SCF330/40, SCF330/70, SCF330/20, SCF330/71, SCF330

