

# PHILIPS

## AVENT

Yksiosainen sähkökäyttöinen  
rintapumppu

Käytä missä ja milloin tahansa

Mukana pehmeä hierontatyyny

Natural-pullo ja -tutti



SCF332/31



## Mukavampi olo, enemmän maitoa\*, milloin ja missä tahansa

Yksiosainen sähkökäyttöinen rintapumppu ja hierontatyyny

Istu mukavassa asennossa eteenpäin nojaamatta samalla kun pehmeä hierontatyyny stimuloi maidon virtausta miellyttävästi. Käytä hiljaista pumppua missä ja milloin tahansa, jopa paristoilla. Se on helppo asentaa, mukauttaa, käyttää ja puhdistaa.

### Stimuloi hellävaraisesti maidon tuloa

- Pehmeä hierontatyyny

### Helppo käyttää ja puhdistaa

- Vähän erillisiä osia, intuitiivinen muotoilu
- Suljettu järjestelmä parantaa hygieniaa
- Mukana Natural-pullo ja -tutti luonnollista otetta varten

### Hiljainen ja huomaamaton rintapumppu

- Todella hiljainen käyttööni

### Lypettäessä ei tarvitse nojautua eteenpäin\*

- Istu mukavammin ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

### Stimulointitila ja 3 pumppausasetusta

- Valitse itsellesi mukavin tehoasetus

## Kohokohdat

### Mukava käyttöasento



Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon tai säilytysastiaan, vaikka istut suorassa. Voit siis istua aiempaa mukavammin lypsäessäsi: sinun ei tarvitse nojautua eteenpäin, jotta saisit kaiken maidon pulloon. Mukava istuma-asento ja rentous lypsämisen aikana helpottavat maidon virtausta.

### Valitse yksinkertaisista asetuksista

Kun pumppu käynnistetään, se on automaattisesti hellävaraisessa stimulointitilassa, jotta maito alkaa virrata. Valitse kolmesta pumppausasetuksesta sinulle parhaiten sopiva.

### Pehmeä hierontatyyny



Hierontatyynyssä on uusi pehmeä pinta, joka tuntuu iholla lämpimältä ja stimuloi maidon virtausta miellyttävästi ja hellävaraisesti. Tyyny on suunniteltu jäljittelemään lapsen imuliikkeitä ja edistämään maidontuottoa.

### Maito ei roisku lypsämisen aikana



Maitoa ei roisku lypsämisen aikana

### Helppo käyttää ja puhdistaa



Vain vähän osia, suunniteltu helppokäyttöiseksi. Voit lypsää kätevästi milloin tahansa.

### Sisältää Natural-pullon



Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä

### Hiljainen pumppu

Hiljainen ja huomaamaton rintapumppu.

## Tekniset tiedot

### Kehitysvaiheet

Vaihe: 0–6 kuukautta

### Alkuperämaa

Englanti

### Muotoilu

**Pullon muotoilu:** Ergonominen muotoilu, Leveä suuaukko

**Rintapumpun muotoilu:** Kompakti muotoilu

### Sisältö

Tiivistelevy maidon säilytykseen: 1 pcs

### Materiaali

**Pullo:** Ei BPA:ta\*, Polypropeeni

**Tutti:** Ei BPA:ta\*, Silikoni

**Rintapumppu:** Ei BPA:ta\* (ruokaan koskevat osat)

### Sisältö

**Natural-pullo 125 ml:** 1 pcs

**Rintapumppu:** 1 pcs

**Laite ja letkut:** 1 pcs

**Matkasuojus:** 1 pcs

**Liivinsuojusten näytepakkaus:** 1 pakkaus (2 kpl)

### Helppokäyttöinen

**Rintapumpun käyttö:** Helppo puhdistaa, Täysin yhteensopiva sarja, Helppo koota

### Toiminnot

**Ei nojaamista eteenpäin:** Mukavampi istuma-asento

**Pehmeä hierontatyyny:** Hellävarainen stimulointi

**Asetukset:** 1 stimulointitila, 3 pumppausasetusta

### Sisältö

**Vakiokokoinen tyyny (19,5 mm):** 1 kpl

(suurempi tyyny saatavana erikseen)

**Kertakäyttöiset liivinsuojat:** 4 pcs



\* Todistetusti mukava käyttää: 110 äitiä Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Venäjällä testasi tuotetta maaliskuussa 2016. Philips Avent sai käyttömukavuudesta arvosanan 8,6/10.

\* Enemmän maitoa: riippumattomassa tutkimuksessa on todettu, että äidin stressitaso voi vaikuttaa maidontuloon. Katso [www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT).

\* Rintapumppu ei sisällä BPA:ta: tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat asetuksen EU/10/2011 mukaisesti.