

PHILIPS

AVENT

Sähkökäyttöinen
Twin-rintapumppu

SCF304/02

 Product Picture

Suunniteltu mukavaksi

Luonnon inspiroima

Ainutlaatuisessa pumpussa, joka ei sisällä BPA:ta, on muisti, joka oppii ja muistaa sinun pumppaustyylisi.

Edut ja ominaisuudet:

- Erittäin mukava ja tehokas
- Ohjaus käden ulottuvilla
- Portaaton nopeuden, imutehon ja rytmin säätö – ei esiasetuksia
- Hiljainen, vaivaton ja kannettava
- Pumppaa enemmän maitoa nopeammin

Stimuloi ja paina

- Hellävarainen tyhjiö jäljittelee lapsen imuliikkeitä
- Pehmeät hierontatyyny edistävät maidontuloa

Kohokohdat

Imutyhjiö

Hellävarainen tyhjiö jäljittelee lapsen imuliikkeitä ja saa aikaan tasaisen maidontulon, mikä vaatii vähemmän pumppaamista.

Pehmeät hierontatyynyt



Philips Avent -rintapumpun patentoidut hierontatyynyt taipuvat sisään ja ulos, mikä muistuttaa lapsen imemistä ja edistää maidontuloa.

Portaaton säätö

Nopeuden, imutehon ja rytmin säätö portaattomasti – voit asettaa pumpun vastaamaan lapsesi imurytmiä.

Intuitiivinen säätökahva

Kaikki säädöt sijaitsevat rinnan lähellä ja toimivat sormenpäällä hipaisemalla. Voit tehdä tarvittavat säädöt heti – kurottamatta.

Patentoitu hierontatyyny



Viisi pehmeää hierontatyynyä kääntyvät pumppauksen aikana sisään ja ulos tyhjiön mukaan, ja imutoiminto imitoi vauvan imemisotetta.

Pumppaa enemmän maitoa nopeammin

Kaksoispumppauksen on todistettu parantavan maidontuloa. Sähkökäyttöinen Twin-rintapumppu on ainoa rintapumppu, joka säilyttää kummassakin pumpussa saman tyhjiötason, mikä varmistaa tehokkaan käytön.

Hiljainen, vaivaton ja kannettava

Hiljainen, vaivaton ja kannettava

Tekniset tiedot

Virta

Jännite: 100–240 V

Alkuperämaa

Englanti

Sisältö

Erittäin pehmeä vastasyntyneen tutti: 2 kpl

Bottle stand/funnel cover: 4 kpl

Rintamaidon säilytysastia (125 ml): 2 kpl

Tiivistelevy maidon säilytykseen: 2 kpl

Kylmävaraaja: 4 kpl

Vastasyntyneen matkatuttipakkaus: 2 kpl

Sähkökäyttöinen Twin-rintapumppu: 1 kpl

Varaosat: 1 kpl

Mikrokuituinen kuljetuslaukku: 1 kpl

Thinsulate™-kuljetuslaukku: 2 kpl

Kehitysvaiheet

Vaihe: 0–6 kuukautta

