

PHILIPS

AVENT

Comfort egyes
elektromos mellszívó

Natural

125 ml-es üveggel



SCF332/01



Nagyobb kényelem, több tej

Mellszívó készülék masszázspárnával

Amikor kellemesen érzi magát és nyugodt, könnyebben indul meg a tejtermelés. Ezért alkottuk meg eddigi legkényelmesebb mellszívónkat. Nem kell többé előredőlnie - üljön kényelmesen, mialatt a puha masszázspárna gyengéden stimulálja a tej áramlását.

Nem kell többé előredőlnie - üljön kényelmesen

- Kényelmesebb fejő testtartás az egyedi kialakításnak köszönhetően

Könnyen kombinálható a szoptatás és a cumisüvegből való táplálás

- Natural üveggel és etetőcumival, mely természetes mell-érzetet biztosít

Gyengéd stimulálás a tejáramlásért és -kiürülésért

- Puha masszázspárna meleg érzettel

Egyéb előnyök

- Intuitív összeszerelés. Az alkatrészek illeszkedése könnyen észrevehető
- Kompakt, kis súlyú kivitelezés
- Kompatibilis a Philips Avent többi etető termékével
- Az alkatrészek kis számának köszönhetően egyszerűen tisztítható
- Egyszerű használat egy gombnyomásra

Válassza ki az Ön számára legkényelmesebb beállítást

- Enyhe stimulációs üzemmóddal és 3 szívási fokozattal

Fénypontok

Még kényelmesebb testtartás



A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesebben ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.

Egyszerűen kiválasztható beállítások

A bekapcsoláskor a mellszívó automatikusan az enyhe stimulációs üzemmódban kezd működni a tejelválasztás beindításához. Ezután válassza a 3 szívási fokozat közül az Ön számára legkényelmesebb tejleadást biztosítót.

Puha masszázspárna



A masszázspárnánk egy új, puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így elősegíti a tejleadás stimulálását.

Natural etetőcumival



A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.

Kompakt kialakítás

A mellszívót kompakt kialakításának köszönhetően egyszerű a mellére helyezni és ott tartani. A kisméretű alapegységet

könnyedén kényelmes közelségbe helyezheti, hogy kézben tarthassa az irányítást fejés közben is. A kivételesen kényelmes utazáshoz és tároláshoz, a tömlő egyszerűen rátekerhető az alapegységre. Elemekkel egyszerűen használható akár útközben is.

Egyszerűen tisztítható

Az alkatrészek kis számának köszönhetően egyszerűen tisztítható. A tej soha nem érintkezik a tömlővel és az alapegységgel. Az elektromos részek kivételével minden alkatrész tisztítható mosogatógépben.

Egyszerű használat

Az egyes elektromos mellszívó azon anyák számára ideális, akik rendszeresen lefejjük az anyatejet, és fontos számukra ennek könnyed elvégzése, egyetlen gombnyomással.

Intuitív összeszerelés

Az alkatrészek könnyedén illeszkednek egymáshoz az egyszerű összeszerelés érdekében.

Teljesen kompatibilis termékvonallal

Ez a mellszívó a Philips Avent termékcsalád más etető termékeivel kombinálva is használható, beleértve a Classic üvegeket és tejtárolókat. A Philips Avent mellápoló tartozékokkal is rendelkezik, hogy hosszabb ideig és kényelmesebben végezhesse a szoptatást.

Műszaki adatok

Anyag

Cumisüveg: polipropilén, BPA-mentes*

Mellszívó: polipropilén, BPA-mentes*

Cumifej: Szilikon, BPA-mentes*

Mellszívó

Anyag: BPA free*

Kialakítás

Cumisüveg kialakítása: Ergonomikus kialakítás, Széles nyakú

Mellszívó kialakítása: Kompakt kialakítás

Származási hely

Anglia

A következőt tartalmazza:

Extra soft newborn flow nipple: 1 db

Melltartóbetét csomagok: 2 (2 nappali melltartóbetét és 2 éjjeli melltartóbetét) db

Tejzáró: 1 db

Natural cumisüveg, 125 ml-es: 1 db

Mellszívó ház: 1 db

Normál méretű párna: 1 db

Alapegység tömlővel: 1 db

Tartalék membrán: 1 db

Egyszerű használat

Mellszívó használata: Intuitív összeszerelés, Egyszerűen tisztítható, Teljesen kompatibilis termékvonal

Funkciók

Nem szükséges előrehajolni: Ülés kényelmes testhelyzetben

Puha masszázspárna: Lágy stimuláció

Beállítások: 3 fejési beállítás, 1 stimulációs üzemmód

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0–6 hó

