

PHILIPS

Contribue à soulager les douleurs par infrarouge

650 W

Traitement sur la moitié du corps

63,5 cm de haut

HP3641



Contribue à soulager efficacement les douleurs Chaleur infrarouge pénétrant en profondeur

Philips InfraCare contribue à soulager efficacement les douleurs musculaires et articulaires. Sa chaleur infrarouge de 650 W est très agréable et pénètre votre peau en profondeur, facilitant la circulation sanguine et aidant à soulager ainsi efficacement les zones de 60 x 40 cm traitées sur la moitié du corps.

Facile à utiliser

- Angle rotatif réglable

Effets bénéfiques sur le bien-être reconnus

- Conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux

Contrôle de traitement

- Minuteur numérique avec arrêt automatique

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Cord length: 3 m

Power: 650 W

Voltage: 220 V

Frequency: 50 et 60 Hz

Facile à utiliser

2 poignées: pour un transport et une installation faciles

Bouton marche/arrêt

Interface utilisateur numérique: pour des informations sur la durée et sur l'intensité de la chaleur

Extendable height: 45-80 cm

Réglage aisé de la lampe (gauche/droite): 90

Réglage aisé de la lampe (haut/bas): 45

Poids et dimensions

Product weight: 5,5 kg

Product dimensions: 29,0 x 63,5 x 29,0

(l x H x P) cm

Poids et dimensions

Qté sur europalette: 18 pcs

F-box dimensions (=A-box): 33,9 x 80,0 x 36,5

(l x H x P) cm

Poids de l'unité de vente (= unité

d'emballage): 6,5 kg

Spécificités techniques

Insulation: Classe II (double isolation)

Durée de vie des lampes: 500 hr

Sécurité

IEC certified: Conforme aux normes IEC 60601 et 60335

Informations logistiques

Country of origin: Allemagne

Traitement sur la moitié du corps

Treatment area: 60 x 40 cm

Infrared halogen lamp: 650 W

Informations logistiques

Code CTV: 884364101000

Contribue à soulager efficacement les douleurs

Chaleur pénétrante

Répartition uniforme de la chaleur: À présent, une chaleur jusqu'à 3 fois plus confortable

Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

Effets bénéfiques sur le bien-être reconnus: conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux

Contrôle de traitement

Minuteur numérique: avec arrêt automatique

Variateur avec trois paramètres de chaleur

Fonction Pause

Points forts

Angle rotatif réglable



Grâce à sa grande flexibilité, InfraCare HP3643 contribue à soulager les douleurs sur la moitié du corps ainsi que pour différentes positions (par exemple, allongé sur un lit ou un canapé). Réglable en hauteur, la lampe peut être placée de manière à offrir un traitement optimal de la zone, et ce, en la déplaçant verticalement ou horizontalement (gauche/droite 90 degrés) et en l'inclinant vers le haut ou vers le bas (45 degrés).

Minuteur numérique avec arrêt automatique



Pour régler la durée de traitement, il vous suffit de programmer le nombre de minutes conseillé ou préféré. Le minuteur numérique commence le compte à rebours et s'éteint automatiquement à la fin de celui-ci.

Conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux



Les effets positifs sur le bien-être de ce dispositif ont été certifiés conformément à la directive relative aux dispositifs médicaux.

