

Philips Philips Avent
Bloc moteur et poignée
pour tire-lait

Tire-lait
Tire-lait électrique simple

SCF932/01



Réglage du pompage et de l'aspiration

Vérifiez la compatibilité ci-dessous

Le bloc moteur du tire-lait enregistre le rythme souhaité après deux pressions, puis répète le rythme automatiquement. La poignée vous permet de régler la pression, pour trouver l'aspiration qui vous convient.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Bloc moteur et poignée pour tire-lait
Tire-lait Tire-lait électrique simple

SCF932/01

Caractéristiques

Pièces de rechange

- Adapté aux types de produits: SCF292, SCF302,

SCF312

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication
2023-10-23

Version: 4.4.1

EAN: 87 10103 54912 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com