

PHILIPS

AVENT

Kit doppio per
l'estrazione del latte



SCF162/00



Ispirato dalla natura

Estrai più latte, conservalo con facilità.

Parti personali da utilizzare con il tiralatte elettronico doppio Philips Avent.

Vantaggi e caratteristiche:

- Efficace ed ultra comoda
- Più latte in meno tempo

Aiuta ad allattare più a lungo

- Più latte, naturalmente

Stimolazione ed estrazione

- Morbide coppe per il massaggio per un'estrazione naturale come con la suzione
- Flusso di latte continuo tramite il vuoto che simula la suzione

In evidenza

Estrazione delicata tramite vuoto

La creazione di un vuoto che simula la suzione del bimbo permette di ottenere un flusso di latte continuo con meno fatica.

Più latte, naturalmente



L'estrazione assicura la disponibilità di latte materno, anche quando la mamma non è presente

Morbide coppe per il massaggio



Le coppe massaggianti brevettate da Philips Avent si contraggono e si espandono, simulando la poppata del bambino e stimolando allo stesso tempo un flusso di latte naturale e veloce.

Più latte in meno tempo



L'estrazione simultanea da entrambi i seni è più efficace DI UN TIRALATTE PER USO OSPEDALIERO. Il tiralatte elettrico doppio Philips Avent è uno strumento utilissimo per le mamme che vogliono risparmiare tempo.

Coppa brevettata con petali



La coppa ha cinque morbidi petali, che si contraggono e si espandono, stimolando un flusso di latte rapido e naturale, grazie alla creazione del vuoto.

Specifiche

Fasi di sviluppo

Stadio: Da 0 a 6 mesi

Paese di origine

England

Contenuto della confezione

Milk storage cup lid: 5 pcs

Vasetto per conservazione (240 ml): 5 pcs

Contenuto della confezione

Personal pump parts: 2 pcs

