

# PHILIPS

## AVENT

Tiralatte elettrico  
singolo Easy Comfort

Include un biberon da 125 ml

 Product Picture

SCF301/02



## Comfort e praticità per un'estrazione efficace

Scegli tra 4 diverse modalità di stimolazione e 4 impostazioni di estrazione per rendere ogni sessione confortevole e personalizzata. Il design leggero e compatto rende semplicissima l'estrazione anche quando sei fuori casa.

### **Leggero e dal design compatto**

- Estrazione facile a casa o fuori
- Funzionamento a corrente e con batterie

### **Semplici impostazioni multiple per un uso personalizzato**

- Impostazioni semplici che devono essere configurate una sola volta
- 4 modalità di stimolazione e 4 impostazioni di estrazione per risultati ottimali

### **Estrazione discreta e igienica**

- Suono delicato e display retroilluminato per l'uso discreto di giorno e di notte

### **Tecnologia Rhythmic Wave**

- Progettato per imitare il ritmo naturale di suzione del bimbo

### **Progettati per stimolare delicatamente il flusso di latte**

- Morbidi cuscinetti massaggianti progettati per stimolare il flusso di latte

# In evidenza

## Estrazione personalizzata

È importante stare comoda durante l'estrazione. Per garantire il massimo comfort a ogni mamma, questo tiralatte consente di scegliere tra 4 modalità di stimolazione e 4 impostazioni di estrazione. In questo modo, ogni sessione di estrazione sarà efficiente e confortevole.

## Impostazioni semplici

Le mamme hanno già abbastanza a cui pensare per ricordare ogni volta le impostazioni ideali, per cui lo facciamo noi al posto tuo. Le tue impostazioni preferite vengono memorizzate, così ti basta premere un pulsante e sei pronta per iniziare. Hai bisogno di fare una pausa durante l'estrazione? Premi semplicemente il pulsante di pausa, mentre quando sei pronta a riprendere premi Play. Facile, no?

## Morbidi cuscinetti massaggianti

I nostri tiralatte sono stati progettati per offrirti la massima comodità. La morbidezza vellutata dei cuscinetti massaggianti offre una sensazione di calore e comfort alla pelle, che può aiutare a stimolare il flusso del latte. Inoltre, il materiale flessibile è progettato per imitare la naturale suzione del bimbo e per stimolare la produzione di latte.

## Design leggero e compatto

Grazie al design leggero e compatto che consente al tiralatte di essere trasportato facilmente, puoi effettuare l'estrazione in modo semplice a casa o ovunque ti trovi.

## Due modalità di alimentazione

Il prodotto funziona a corrente. Per una maggiore mobilità, puoi inserire anche delle batterie per l'utilizzo cordless. Puoi inserire quattro batterie AA da 1,5 V non ricaricabili o quattro batterie AA da 1,2 V ricaricabili

## Progettato per imitare la naturale suzione del bimbo

Quando i bimbi allattano al seno, seguono un ritmo di suzione, deglutizione e respirazione con un rapporto di 1:1:1. Questo tiralatte include la speciale tecnologia Rhythmic Wave progettata per imitare il ritmo e il rapporto 1:1 di suzione e deglutizione del bambino, per stimolare il flusso di latte in modo rapido ed efficiente. In questo modo, le sessioni di estrazione saranno naturali e confortevoli.

## Estrazione discreta

Grazie al pratico display retroilluminato puoi estrarre il latte di notte in maniera discreta, senza dover accendere le luci. Inoltre, il suono delicato ti consente di non disturbare gli altri.

# Specifiche

## Design

**Design tiralatte:** Design compatto

**Design del biberon:** Design ergonomico, Collo ampio

## Paese di origine

Cina

## Materiale

**Biberon:** Senza BPA\*, Polipropilene

**Tettarella:** Senza BPA\*, Silicone

**Tiralatte:** Senza BPA\* (solo parti a contatto con il cibo)

## Contenuto della confezione

**Dischetto sigillante per la conservazione del latte:** 1 pz.

**Corpo del tiralatte:** 1 pz.

**Base con tubo incluso:** 1 pz.

**Coperchio per il trasporto:** 1 pz.

**Biberon Natural da 125 ml:** 1 pz.

**Cuscinetti morbidi:** 1 pz.

**Laccetto:** 1 pz.

## Facilità d'utilizzo

**Utilizzo del tiralatte:** Montaggio intuitivo, facile da pulire, completamente compatibile con l'intera gamma

## Funzioni

**Tecnologia Rhythmic Wave:** Imita il naturale ritmo di suzione del bambino

## Fasi di crescita

**Stadio:** Da 0 a 6 mesi

