

# PHILIPS

## AVENT

Tiralatte elettronico  
singolo

Set Allattamento Vita Attiva

SCF302/13



## Progettato per il comfort

Tiralatte elettronico ispirato alla natura

Il tiralatte elettronico da viaggio Philips Avent senza BPA è dotato di memoria elettronica che mantiene il ritmo di suzione più adatto a te.

### Vantaggi e caratteristiche:

- Memorizza il ritmo di suzione
- Con borsa termica e unità refrigeranti

### Aiuta ad allattare più a lungo

- Più latte, naturalmente

### Stimolazione ed estrazione

- Morbide coppe per il massaggio per un'estrazione naturale come con la suzione
- Flusso di latte continuo tramite il vuoto che simula la suzione

### Tre metodi d'uso

- Tramite presa di corrente, alimentazione a batteria e manuale

## In evidenza

### Preso, batteria e manuale

Oltre all'alimentazione tramite presa di corrente, il tiralatte elettronico singolo può essere utilizzato a batteria o come tiralatte manuale, per una flessibilità totale.

### Estrazione delicata tramite vuoto

La creazione di un vuoto che simula la suzione del bimbo permette di ottenere un flusso di latte continuo con meno fatica.

### Memorizza il ritmo di suzione

Il cervello elettronico memorizza il ritmo di suzione scelto da te e, premendo semplicemente un tasto, lo mantiene automaticamente.

### Più latte, naturalmente



L'estrazione assicura la disponibilità di latte materno, anche quando la mamma non è presente

### Morbide coppe per il massaggio



Le coppe massaggianti brevettate da Philips Avent si contraggono e si espandono, simulando la poppata del bambino e stimolando allo stesso tempo un flusso di latte naturale e veloce.

### Con borsa termica e unità refrigeranti



Tutto quello di cui hai bisogno per mantenere la tua scorta di latte e per estrarre e conservare il latte quando sei lontana dal tuo bambino.

## Specifiche

### Assorbimento

Voltaggio: 100-240 V

### Paese di origine

Inghilterra

### Contenuto della confezione

Base/proteggi-coppa: 1 pz.

Battery pack: 1 pz.

Vasetti conservalatte (125 ml): 1 pz.

Cool pack: 2 pz.

Newborn nipple travel pack: 1 pz.

Spare parts: 1 pz.

Manual pump parts for when power is not available: 1

Vasetti conservalatte (260 ml): 1 pz.

Microfiber travel bag: 1 pz.

Power cord: 1 pz.

### Fasi di crescita

Stadio: Da 0 a 6 mesi

