

PHILIPS

AVENT

필립스 아벤트 대형 마사지 쿠션

필립스 아벤트 내추럴 수동 및 전동 유축기에 사용 가능



SCF167/01



꼭 맞는 사이즈로 편안한 유축

주입구가 넓은 대형 마사지 쿠션

필립스 아벤트 마사지 쿠션은 젖꼭지가 큰 엄마를 위해 특별히 주입구가 넓게 디자인되었으며 필립스 아벤트 내추럴 수동 및 전동 유축기 제품과 함께 사용할 수 있습니다. 필립스 아벤트 대형 마사지 쿠션 구입시에는 아래 이미지를 참조하십시오.

편안한 유축

- 편안한 유축을 위해 넓게 설계된 주입구
- 필립스 아벤트 내추럴 수동 및 전동 유축기에 사용 가능

몸에 꼭 맞는 제품으로 가장 편안한 유축 환경 제공

- 꼭 맞는 마사지 쿠션을 사용하는 경우: 젖꼭지가 쿠션 주입구 속에 편안하게 들어갑니다.
- 대형 마사지 쿠션이 필요한 경우: 젖꼭지가 주입구의 벽 부분에 닿습니다.

주요 제품

필립스 아벤트 대형 마사지 쿠션

필립스 아벤트 대형 마사지 쿠션이 필요한지 알기 위해서는 젓꼭지가 쿠션 주입구에 편안하게 맞는지 확인하십시오. 만일 젓꼭지가 쿠션 주입구의 벽 부분에 닿거나 마찰이 생긴다면 대형 유축 쿠션을 선택하여 보다 편안한 유축을 경험해 보세요.

꼭 맞는 마사지 쿠션을 사용하는 경우

젓꼭지가 쿠션 주입구 속에서 편안하게 맞는다면 알맞은 크기의 마사지 쿠션을 사용하는 것입니다.

마사지 쿠션이 작은 경우

젓꼭지가 쿠션 주입구의 벽 부분에 닿거나 마찰이 생긴다면 넓은 주입구를 가진 대형 마사지 쿠션을 선택하여 한결 편안해진 유축을 경험해 보십시오.

필립스 아벤트 내추럴 수동 및 전동 유축기에 사용 가능

부드러운 느낌의 대형 마사지 쿠션은 내추럴 제품군인 필립스 아벤트 내추럴 수동 및 전동 유축기에 모두 사용이 가능합니다.

사양

발달 단계

단계: 임신, 0 - 6개월
England: 가능*

재질

BPA free*: 가능*

교체식 부품

사용 가능한 제품 유형: SCF330, SCF332, SCF334, SCF330, SCF332
대형 마사지 쿠션: 1 pcs

기능

부드러운 마사지 쿠션: 원활한 유축 촉진

마사지 쿠션

재질: 실리콘, BPA free*

호환성

필립스 아벤트 내추럴 수동 및 전동 유축기와 함께 사용 가능

편리한 사용

마사지 쿠션: 손쉬운 세척, 식기세척기 사용가능

