



Philips
적외선 램프

300W
심층 치료용
각도 조절 가능



PR3120/00

약물을 사용하지 않고도 효과적인 * 통증 완화

임상적으로 입증된 기술 *

인프라케어 기술이 피부 깊숙한 곳까지 침투하여 편안한 온열감을 제공해 줍니다. 국소 부위의 혈액 순환을 증가시키고 산소 및 영양분의 공급을 강화하여 근육통을 치료하고 관절 통증에서 효과적으로 회복시켜 줍니다.

입증된 치료 효과

- 임상적으로 입증된 효과
- 등급 분류 의료 기기

국부 트리트먼트

- 국부 통증 완화 효과

효과적인 * 통증 완화

- 통증 완화 및 신체 가동성 개선
- 신체의 자연스러운 회복에 도움

PHILIPS

주요 제품

효과적인 * 통증 완화




임상적으로 입증된 기술이 약물 없이도 근육과 관절의 통증을 완화해 줍니다. 인프라케어 PR3120는 국부의 혈액 순환을 촉진시키고 산소 공급을 증가시켜 주므로 국부 치료에 효과적입니다. 부상 부위를 진정시켜주는 효과도 있어 통증에서 보다 효과적으로 * 회복할 수 있습니다.

깊숙한 적외선 치료



인프라케어는 최고 수준의 적외선 파장을 피부 속 가장 깊은 곳까지 침투시켜 적외선의 온기로 원활한 국부 혈액 순환을 돕고 근육 조직의 대사 노폐물과 이산화탄소를 빠르게 제거해 줍니다.

임상적으로 입증된 효과




전문가가 사용하는 믿을 수 있는 기술로, 임상 실험을 통해 관절의 기능 개선에 도움이 되는 것으로 입증되었습니다*. 인프라케어를 사용한 류머티즘 환자 중 71%와 허리 통증 환자 중 72%는 통증이 크게 감소한 것으로 나타났습니다.

등급 분류 의료 기기



통증을 안전하고 효과적으로 완화시켜주는 인프라케어는 의료 기기에 관한 IEC 60601-1 3rd edition을 준수합니다.

각도 조절 가능



인프라케어 300W 램프는 0~40도 각도로 간편하게 조절할 수 있어서 통증을 편안하고 효과적으로 완화해줍니다.

사양

크기 및 무게

- Product dimensions: 18,0 x 20,6 x 31,6 cm
- Product weight: 2 kg
- Voltage: 110V 또는 220~230 V
- Cord length: 250 m
- Power: 300 W
- 조절 기능 : 0-40 도 (뒤쪽)
- Frequency: 50-60 Hz

크기 및 무게

- F-box 크기 : 22,3 x 24,9 x 33,4 cm
- 핸들 1 개 + 손잡이 1 개
- 기계식 타이머

집중 치료

- 적외선 할로겐 램프 : 300 W
- 치료 부위 : 40 x 30 cm
- Insulation: Class II(이중막)
- Lifetime of lamp: 500 시간

안전

- IEC certified: IEC 60601-1, 3rd edition
- Country of origin: 헝가리

의료 기구

- 의료 기구 관계 : 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

안전

- 30 분 후 자동 전원 차단



발행 일자 2021-06-27

버전 : 2.0.2

EAN: 08 71010 38028 91

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

* W. Siems, et al (2010): "Pain and mobility improvement and MDA plasma levels in degenerative osteoarthritis, low back pain, and rheumatoid arthritis after infrared A-irradiation", Acta Biochimica Polonica 57(3), 313-319