

PHILIPS

AVENT

Set per la cura del bambino


Tutto l'occorrente per il tuo bimbo

Set completo

Bambini e bambine

 Product Picture

SCH400/00



Il mio primo Beauty Set

Tutto l'occorrente per la cura del tuo bimbo in un unico set

Con il nostro Beauty Set SCH400, puoi prenderti cura del tuo bambino nel migliore dei modi. Il set include un termometro digitale veloce, preciso e pratico, un aspiratore nasale dalla punta morbida, uno spazzolino da dito e un set per la cura di unghie e capelli.

10 accessori essenziali per il tuo bimbo

- Termometro digitale con precisione professionale*
- Aspiratore nasale sicuro con punta morbida e flessibile
- Spazzolino da dito
- Set per la cura di unghie e capelli

Custodia compatta perfetta per viaggiare

- Set compatto e strutturato
- Un regalo perfetto

In evidenza

Termometro digitale



Misura in maniera precisa e facile la temperatura corporea del tuo bimbo. Il termometro digitale offre precisione professionale* e la punta flessibile garantisce un maggiore comfort per te e il tuo bambino.

Compatto e strutturato

Questo set strutturato offre spazio anche per prodotti aggiuntivi, pur essendo compatto e pratico da portare con te. È l'ideale per i viaggi e per la stanza del tuo bambino.

Aspiratore nasale



L'aspiratore nasale aiuta ad aprire le vie respiratorie del tuo bimbo per aiutarlo a stare e a dormire meglio.

Spazzolino da dito

Massaggia dolcemente le gengive o i denti del tuo bambino.

Set per la cura di unghie e capelli



Set completo per la cura delle unghie con forbici dotate di punte smussate, tagliaunghie e 3 limette per le unghie. Include un set per la cura dei capelli con pettine dalle punte arrotondate e spazzola morbida.

Regalo

Un regalo perfetto per chi diventa genitore (per la prima volta).

Specifiche

Genere

Per: Bambini e bambine

Specifiche tecniche

Batteria: Batteria da 1,55 VDC (LR41)

Precisione: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ per l'intervallo da 35°C a 42°C

Conformità: Conforme a MDD93/42/EEC

Intervallo di misurazione: Intervallo da 35°C a $42,9^{\circ}\text{C}$

Durata della batteria: Oltre 100 ore di funzionamento

Dati logistici

Dimensioni scatola F (L x A x P): 117 x 174,5 x 51 mm

Fasi di crescita

Stadio: Tutte le fasi

