

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Tiralatte elettronico
doppio

SCF294/02

Progettato per il comfort

Ispirato dalla natura

Il nostro tiralatte elettronico memorizza e mantiene il ritmo di suzione più adatto a te.

Vantaggi e caratteristiche:

- Efficace ed ultra comoda
- Il controllo sulla punta delle dita
- Infinite opzioni di velocità, suzione e ritmo, senza preimpostazioni
- Silenzioso, pratico e senza sforzo
- Estrae più latte, più rapidamente

Stimolazione ed estrazione

- Morbide coppe per il massaggio per un'estrazione naturale come con la suzione
- Flusso di latte continuo tramite il vuoto che simula la suzione

In evidenza

Morbide coppe per il massaggio



Le coppe massaggianti brevettate da Philips Avent si contraggono e si espandono, simulando la poppata del bambino e stimolando allo stesso tempo un flusso di latte naturale e veloce.

Estrazione delicata tramite vuoto

La creazione di un vuoto che simula la suzione del bimbo permette di ottenere un flusso di latte continuo con meno fatica.

Coppa brevettata con petali



La coppa ha cinque morbidi petali, che si contraggono e si espandono, stimolando un flusso di latte rapido e naturale, grazie alla creazione del vuoto.

Estrae più latte, più rapidamente

È stato dimostrato che la doppia suzione migliora la produzione di latte. Il tiralatte elettronico doppio è l'unico tiralatte che permette di mantenere lo stesso livello di vuoto e lo stesso controllo su entrambi i tiralatte, per assicurare un uso efficace.

Infinite possibilità di variazione

Scopri il controllo totale su velocità, suzione e ritmo. Puoi anche impostare il tiralatte in base all'azione di suzione del tuo bambino.

Leva di controllo intuitiva

Tutto ciò che controlla il tiralatte è a portata di mano e vicino al seno. Puoi regolarlo in modo intuitivo ed immediato, senza doverti spostare.

Silenzioso, pratico e senza sforzo

Silenzioso, pratico e senza sforzo

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: 100-240 V

Paese di origine

Inghilterra

Contenuto della confezione

Base/proteggi-coppa: 4 pz.

Tettarella prime poppate extramorbida: 2 pz.

Vasetti conservalatte (125 ml): 2 pz.

Dischetto sigillante per la conservazione del latte: 2 pz.

Cool pack: 4 pz.

Newborn nipple travel pack: 2 pz.

Tiralatte elettronico doppio: 1 pz.

Spare parts: 1 pz.

Manual pump parts for when power is not available: 1

Vasetti conservalatte (260 ml): 2 pz.

Microfiber travel bag: 1 pz.

Portabiberon Thinsulate™: 2 pz.

Fasi di crescita

Stadio: Da 0 a 6 mesi

