

PHILIPS

AVENT

Laktator ręczny z zestawem
do przechowywania pokarmu

Odciąganie, przechowywanie,
karmienie

Laktator z delikatną nakładką
masującą

W zestawie 2 butelki i 2 smoczki

10 pojemników do
przechowywania pokarmu

SCD221/00



Komfort, więcej pokarmu* Odciąganie, karmienie i przechowywanie Laktator ręczny z pojemnikami na pokarm

Laktator ręczny Comfort z zestawem do przechowywania to idealny wybór dla mam, które planują odciągać pokarm. Ten poręczny zestaw obejmuje wszystko, co niezbędne do odciągania i przechowywania pokarmu oraz karmienia, w tym 2 butelki i 10 pojemników na pokarm.

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

- Zawiera butelkę i smoczek Natural umożliwiające naturalne przysysanie się

Łatwość konfiguracji, obsługi i czyszczenia

- Niewielka liczba części oraz intuicyjna konstrukcja
- Niewielka i lekka konstrukcja

Rzadsze pochylanie się — potwierdzone klinicznie*

- Relaksująca pozycja dzięki wyjątkowej konstrukcji

Przechowywanie — pojemniki

- Zapewnia łatwe przechowywanie i przenoszenie
- Pojemniki do przechowywania odciągniętego pokarmu

Miękka nakładka masująca z masującymi płatkami

- Miękka nakładka masująca delikatnie stymuluje wypływ mleka

Zalety

Wygodniejsza pozycja



Laktator charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją, która sprawia, że mleko z piersi trafia bezpośrednio do butelki, nawet jeśli siedzisz prosto. Oznacza to, że możesz siedzieć wygodniej podczas używania laktatora i nie musisz pochylać się do przodu, aby całe mleko znalazło się w butelce. Wygodna pozycja i odprężenie podczas odciągania pokarmu sprawiają, że mleko łatwiej wypływa.

Miękka nakładka masująca



Nasza nakładka masująca ma miękką, aksamitną fakturę, która jest ciepła w dotyku — dzięki temu wygodnie i delikatnie stymuluje wypływ pokarmu. Unikalna nakładka masująca została zaprojektowana tak, aby naśladować ssanie dziecka i delikatnie wspomagać stymulowanie wypływu pokarmu.

Wygoda odciągania pokarmu w podróży



Niewielkie rozmiary i mała waga laktatora umożliwiają jego łatwe przechowywanie i przenoszenie oraz bardziej dyskretne odciąganie pokarmu w podróży.

Intuicyjne składanie, łatwość obsługi i czyszczenia



Niewielka liczba części i intuicyjna konstrukcja. Odciągnij pokarm dla dziecka w dowolnym momencie.

Zawiera butelkę Natural



Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Pojemniki do przechowywania odciągniętego pokarmu



Dzięki nasadce na pojemnik na pokarm można łatwo odciągać do pojemnika. Bez przeciekania i bez rozlewania cennego pokarmu.

Szczelna pokrywka



Pojemniki Philips Avent są wyposażone w szczelną pokrywkę, umożliwiającą bezpieczne przechowywanie i transport.

Dane techniczne

Konstrukcja

Konstrukcja laktatora: Kompaktowa

konstrukcja

Projekt butelki: Ergonomiczny kształt, Szeroka szyjka

Materiał

Butelka: Bez bisfenolu A*, Polipropylen

Smoczek: Bez bisfenolu A*, Silikon

Laktator: Bez bisfenolu A* (dot. tylko części stykających się z pokarmem)

Wkładki laktacyjne: Naturalny oddychający materiał, Delikatna, jedwabista w dotyku folia zewnętrzna

Pojemniki do przechowywania pokarmu: Polipropylen, bez bisfenolu A*

Zawartość zestawu

Część główna laktatora z rączką: 1 szt.

Nasadka na pojemnik do przechowywania mleka: 2 szt.

Pokrywka zamykająca do przechowywania pokarmu: 1 szt.

Butelka Natural 125 ml: 1 szt.

Butelka Natural 260 ml: 1 szt.

Pojemniki do przechowywania mleka (180 ml): 10 szt.

Opakowania z próbkami wkładek laktacyjnych: 1 opakowanie (2 szt.)

Nakładka w standardowym rozmiarze (19,5 mm): 1 szt. (nakładkę w większym rozmiarze można nabyć osobno)

Łatwość użytkowania

Korzystanie z laktatora: Łatwe czyszczenie, Zgodność ze wszystkimi produktami, Intuicyjne składanie

Funkcje

Bez konieczności pochylania się do przodu:

Siedzenie w wygodnej pozycji

Miękka nakładka masująca: Delikatna stymulacja

Etapy rozwoju

Etap: 0–6 miesięcy



* Klinicznie potwierdzony komfort: badania z udziałem 110 matek wykazały, że znaczna większość woli produkty marki Philips Avent od produktów czołowej konkurencyjnej marki.

* Większy komfort: 73% spośród 73 karmiących matek z Wielkiej Brytanii uznało ten laktator za wygodniejszy w użytkowaniu od stosowanego dotychczas (znanej marki).

* Niezależne badania wykazały możliwą zależność między poziomem stresu oraz ilością wytwarzanego pokarmu. Więcej na: www.philips.com/avent

* Niezawierający bisfenolu A laktator: dotyczy tylko butelki i innych części stykających się z pokarmem — zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011