

# PHILIPS

## AVENT

Manuell  
brystpumpe

med VIA-oppbevaringssystem

SCF290/12



## Pump mer. Oppbevar enkelt.

Pump, oppbevar og mat i enkle trinn

Med en manuell brystpumpe får du full kontroll over sugenivå og pumperytme. Den unike manuelle brystpumpen fra Philips Avent sørger for økt effektivitet. Det er klinisk bevist at den pumper mer melk enn elektriske pumper som brukes på sykehus.

### Fordeler og funksjoner:

- Pumpe ut og oppbevare i én enkel operasjon
- Klinisk bevist

### Effektiviteten er klinisk bevist

- Patenterte massasjeputer

### Stimuler og pump

- Myke massasjeputer utløser naturlig laktasjon, akkurat som babyen.

### Passer til alle Philips Avent-brystpumper og -smokker

- Bruk adapteren til pumping og mating

### For sikker oppbevaring og transport

- Lekkasjesikkert skrusystem

# Høydepunkter

## Pumpe ut og oppbevare i én enkel operasjon



VIA er et allsidig, plassbesparende oppbevaringssystem som er utformet slik at det kan vokse i takt med barnet ditt. Du kan bruke den samme koppen til å pumpes ut, oppbevare og mate av brystmelk.

## Myke massasjeputer



De patenterte massasjeputene til Philips Avent-brystpumpen trekkes inn og ut og etterligner babyens sugemønster for å stimulere til en rask og naturlig laktasjon.

## Lekkasjesikkert skrusystem



For sikker oppbevaring og transport

## Adapter til pumping og mating



Bruk adapteren til å pumpes ut og mate med den samme koppen.

## Klinisk bevist



Det er klinisk bevist at den pumper mer melk enn de elektriske pumpene som brukes på sykehus\*

## Patenterte massasjeputer



De fem myke massasjeputene til Philips Avent-brystpumpen beveges når du pumper og arbeider med vakuemet for å imitere barnets sugemønster.

# Spesifikasjoner

## Opprinnelsesland

England

## Utviklingsstrinn

Trinn: 0–6 måneder

## Følgende er inkludert:

Milk storage cup lid: 5 pcs

Milk storage cup adaptor: 2 pcs

Ekstra myk smokk med gjennomstrømming for nyfødte: 2 pcs

Newborn nipple travel pack: 2 pcs

Spare parts: 1 pcs

Forhåndssterilisert VIA-kopp (180 ml / 6 oz): 5 pcs

Manuell brystpumpe: 1 pcs

