

PHILIPS

AVENT



Pompa de sân electrică simplă

Colectează-ți laptele oriunde, oricând

Include o pernă moale de masaj
Biberon și tetină Natural



SCF332/31

Mai mult confort, mai mult lapte*. Oricând, oriunde

Pompă de sân electrică simplă cu pernă pentru masaj

Stai confortabil fără a te apleca în față în timp ce perna noastră moale pentru masaj stimulează delicat curgerea laptelui. Folosește pompa noastră silențioasă oricând, oriunde, chiar și cu baterii. Este ușor de asamblat, personalizat, utilizat și curățat.

Stimulează delicat lactația și curgerea laptelui

- Pernă moale de masaj cu petale speciale

Ușor de asamblat, utilizat și curățat

- Puține piese separate și design intuitiv
- Sistem închis, conceput pentru utilizare igienică
- Include biberonul și tetina noastră Natural pentru facilitarea alăptării

Pompă silențioasă pentru a colecta lapte discret, oricând

- Concepută pentru utilizare în liniște

S-a demonstrat clinic că reduce nevoia de a te apleca în față*

- Poziție de colectare a laptelui matern mai confortabilă datorită designului unic

1 mod de stimulare și 3 setări de colectare a laptelui

- Alege setarea cea mai eficientă și mai confortabilă pentru tine

Repere

Poziție relaxantă



Pompa de sân are un design unic, astfel încât laptele curge direct de la sân în biberon sau recipient, chiar și atunci când ești așezată drept. Aceasta înseamnă că poți să te așezi mai comod atunci când folosești pompa: nu este nevoie să te apleci în față pentru a te asigura că tot laptele ajunge în biberon. O poziție de ședere comodă și o stare relaxată în timpul utilizării pompei ajută la colectarea mai ușoară a laptelui.

Setări simple

În momentul activării, pompa pornește automat în modul de stimulare delicată, pentru a face laptele să curgă. Apoi, poți alege din 3 setări de colectare a laptelui pentru un debit de lapte comod.

Pernă moale de masaj



Perna de masaj are o textură moale și catifelată, care conferă o senzație de căldură și stimulează delicat și confortabil curgerea laptelui. Perna emblematică cu petale este concepută să simuleze suptul bebelușului pentru a stimula delicat lactația.

Fără scurgeri de lapte



Fără scurgeri de lapte în tuburi.

Asamblare, utilizare și curățare ușoare



Puține piese separate și design intuitiv. Colectează ușor laptele pentru bebelușul tău, oricând.

Include un biberon Natural



Tetina mare ce imită forma mameleonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea și facilitează capacitatea bebelușului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.

Pompă silențioasă

Concepută pentru o colectare discretă a laptelui.

Specificații

Design

Design biberon: Formă ergonomică, Gât larg
Design pompă pentru sân: Design compact

Țara de origine

Anglia

Material

Biberon: Fără BPA*, Polipropilenă

Tetină: Fără BPA*, Silicon

Pompă pentru sân: Fără BPA* (numai componentele care intră în contact cu laptele)

Include

Disc de sigilare pentru depozitarea laptelui: 1 buc.

Biberon Natural de 4 oz: 1 buc.

Corpul pompei de sân: 1 buc.

Baza și tubul: 1 buc.

Carcasă de voiaj: 1 buc.

Pachete eșantion cu tamponare pentru sâni: 1 pachet (2 buc.)

Pernă de dimensiuni standard (19,5 mm): 1 buc (o pernă de dimensiune mai mare este disponibilă și se vinde separat)

Tamponare de unică folosință pentru sâni: 4 buc.

Ușor de utilizat

Utilizarea pompei de sân: Curățare ușoară, Gamă complet compatibilă, Asamblare intuitivă

Funcții

Nu este necesară aplecarea în față: Așază-te într-o poziție comodă

Pernă moale de masaj: Stimulare delicată

Setări: 1 mod de stimulare, 3 setări de colectare

Etape de dezvoltare

Fază: 0 - 6 luni

