

PHILIPS

AVENT

Двойной электронный молокоотсос

Больше молока за меньшее время

Мягкие массажные лепестки в
комплекте

Дорожная сумка и 2 бутылочки



SCF334/31



Больше комфорта и больше молока за меньшее время*

Двойной электронный молокоотсос с массажными лепестками

Двойной молокоотсос Ultra Comfort Double идеально подойдет женщинам с высоким темпом жизни. Сцеживайте быстро и с комфортом благодаря мягким массажным лепесткам, которые бережно стимулируют приток молока. Прибор работает без лишнего шума, его легко готовить к работе, настраивать, использовать и очищать.

Удобные настройки, сцеживание и очистка

- Несколько съемных деталей и продуманный дизайн
- Закрытая система — создана для гигиеничного сцеживания
- Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

Тихий молокоотсос — незаметное сцеживание в любое время

- Создан для бесшумного сцеживания

1 режим стимуляции и 3 режима сцеживания

- Выберите настройку, которая подходит именно вам

Мягко стимулирует выделение молока

- Мягкая насадка с массажными лепестками
- Больше молока за меньшее время с двойным сцеживанием

Не нужно наклоняться вперед

- Уникальный дизайн для сцеживания в любом удобном положении

Особенности

Комфорт при сцеживании



Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку или контейнер, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять любое удобное для вас положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.

Удобный выбор режимов

При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным для вас.

Мягкая массажная насадка



Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Уникальная

насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.

Больше молока за меньшее время



Двойное сцеживание занимает меньше времени, чем одинарное.

Молоко не протекает из трубок



Молоко не протекает из трубок.

Удобные настройки, сцеживание и очистка



Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.

Бутылочка серии Natural в комплекте



Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Тихий насос

Создано для незаметного сцеживания в любое время.

Характеристики

Дизайн

Дизайн молокоотсоса: Компактный дизайн

Дизайн бутылочки: Эргономичная форма, Широкое горлышко

Страна изготовления

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Материал

Бутылочка: Не содержит бисфенол-А*, полипропилен

Соска: Не содержит бисфенол-А*, силикон

Молокоотсос: Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

В комплект входят:

Крышка для хранения молока: 2 шт.

Бутылочка серии Natural 125 мл: 2 шт.

Корпус молокоотсоса: 2 шт.

Дорожная сумка: 1 шт.

Основа вместе с трубкой: 1 шт.

Крышка для транспортировки: 2 шт.

Пробный комплект вкладышей для бюстгалтера:

1 упаковка (2 шт.)

Насадка стандартного размера (19,5 мм): 2 шт.

(насадка увеличенного размера продается отдельно)

Удобство использования

Использование молокоотсоса: Простота очистки, Полная совместимость со всеми сериями, Простая сборка

Функции

Не нужно наклоняться вперед: Сцеживание в удобном положении

Мягкая массажная насадка: Деликатная стимуляция

Настройки: 1 режим стимуляции, 3 варианта настроек

Этапы взросления

Этап: 0–6 месяцев

