

PHILIPS

AVENT



Pompă de sân electrică
simplă Easy Comfort

Include un biberon de 4 oz/120
ml



Product Picture

SCF301/02

Comoditate și confort pentru colectarea eficientă a laptelui

Alege din 4 moduri de stimulare și 4 setări de colectare a laptelui pentru reprize de colectare a laptelui confortabile și personalizate. În plus, grație designului ușor și compact, colectarea laptelui este extrem de ușoară în călătorii.

Design ușor și compact

- Colectare ușoară a laptelui, acasă și în mișcare
- Funcționare pe bază de baterii sau cu alimentare de la priză

Multiple setări simple pentru utilizare personalizată

- Setări simple, necomplicate
- 4 moduri de stimulare și 4 moduri de colectare a laptelui pentru eficiență optimă

Colectare discretă și igienică a laptelui

- Sunet discret și afișaj cu iluminare de fundal pentru utilizare discretă pe timp de zi sau noapte
- Colectare igienică a laptelui

Tehnologie Rhythmic Wave

- Concepută să imite ritmul de supt al bebelușilor

Concepută să stimuleze în mod delicat curgerea laptelui

- Pernă moale de masaj concepută să stimuleze curgerea laptelui

Repere

Utilizare personalizată a pompei

Este important să te simți confortabil atunci când îți colectezi laptele, iar confortul înseamnă ceva diferit pentru fiecare mamă. Cu această pompă de sân poți alege din 4 moduri de stimulare și 4 setări de colectare a laptelui. În acest fel, fiecare repriză de colectare a laptelui poate fi eficientă și confortabilă.

Setări simple

Mamele au destule pe cap și fără a mai trebui să-și amintească setarea ideală - așa că o vom face noi pentru tine. Setările preferate sunt memorate, așa că nu trebuie decât să apeși un buton pentru a începe. Vrei să iei o pauză? Apasă pur și simplu butonul de pauză, iar când vrei să reiei, apasă butonul de pornire. Este cât se poate de simplu.

Pernă moale de masaj

Pompele noastre de sân au fost concepute gândindu-ne la confortul tău. Textura moale și catifelată a pernei de masaj conferă o senzație de căldură și confort pe piele și ajută la stimularea curgerii laptelui. Iar materialul flexibil este conceput să imite acțiunea de supt a copilului pentru a stimula lactația.

Design ușor și compact

Designul ușor și compact îți permite să colectezi ușor laptele acasă sau să iei pompa cu tine pentru a o utiliza în deplasări.

Alimentare duală

Produsul are o funcționare electrică. Pentru mobilitate crescută, poți introduce baterii pentru a permite utilizarea fără fir. Poți introduce patru baterii AA nereîncărcabile de 1,5 V sau patru baterii AA reîncărcabile de 1,2 V.

Concepută să imite suptul copilului

În timpul alăptării, copiii au un anumit ritm de supt, înghițire și respirație, în raport de 1:1:1. Această pompă de sân este dotată cu tehnologia specială Rhythmic Wave, concepută să imite modelul, ritmul și raportul (1:1) de supt și înghițire ale copilului pentru a stimula curgerea rapidă și eficientă a laptelui. Aceasta conferă naturalețe și confort reprizelor de colectare a laptelui.

Colectare discretă a laptelui

Afișajul nostru comod cu iluminare de fundal permite colectarea discretă a laptelui pe timp de noapte, fără a mai fi nevoie să aprinzi luminile. Iar sunetul slab creează mai puțin deranj.

Colectare igienică a laptelui

Știm că fiecare picătură contează, motiv pentru care ne asigurăm că tot laptele curge direct de la sân în recipient, fără a pătrunde în tuburi. Toate componentele care vin în contact cu laptele sunt fabricate din materiale fără BPA.

Specificații

Design

Design biberon: Ergonomic shape, Wide neck
Design pompă pentru sân: Compact design

Țara de origine

China: Yes

Material

Biberon: BPA free*, Polypropylene
Tetină: BPA free*, Silicone
Pompă pentru sân: Fără BPA* (numai componentele care intră în contact cu laptele)

Include

Disc de sigilare pentru depozitarea laptelui: 1 buc.
Corpul pompei de sân: 1 buc.
Baza și tubul: 1 buc.
Carcasă de voiaj: 1 buc.
Biberon Natural de 4 oz: 1 bucată
Pernă moale: 1 buc.
Lavalieră: 1 pcs

Ușor de utilizat

Utilizarea pompei de sân: Asamblare intuitivă, curățare ușoară, gamă complet compatibilă

Funcții

Tehnologie Rhythmic Wave: Imită modul de supt a copilului

Etape de dezvoltare

Fază: 0 - 6 months

