

# PHILIPS

## AVENT

### Pernă mare de masaj

Pt toate pompele de sân pt confort



SCF167/01



## Dimensiune potrivită, confort maxim

### Pompa de sân cu pâlnie mai largă

Această pernă moale de masaj este prevăzută cu o pâlnie mai largă, creată special pentru mămicile cu mameloane mai mari. Aceasta poate fi folosită cu gama de pompe de sân Philips Avent Comfort. Consultă imaginile de mai jos pentru a te decide dacă ai nevoie de perna mai mare pentru pompa ta de sân.

#### **Pompare confortabilă**

- Pâlnie mai largă cu fixare confortabilă
- Se potrivește pentru toate pompele pentru sân din gama Natural

#### **Verifică-ți mărimea pentru confort optim**

- Fixarea corectă: Mamelonul este poziționat comod în pâlnia pernei
- Alegeți dimensiunea mare: Mamelonul atinge pereții pâlniei

## Repere

### Pernă mare de pompă pentru sân

Puteți afla dacă aveți nevoie de perna mare pentru pompa de sân verificând dacă mamelonul încapă comod în pâlnia pernei. Dacă acesta atinge sau se freacă de pereții pâlniei pernei, atunci ar trebui să alegeți perna mare pentru pompa de sân pentru a vă asigura o experiență mai comodă în timpul utilizării pompei.

### Potrivire corectă

Dacă mamelonul este poziționat comod în pâlnia pernei, înseamnă că utilizați o pernă de masaj de dimensiuni corecte.

### Pernă prea mică

Dacă mamelonul dvs. atinge sau se freacă de peretele pâlniei pernei, ar trebui să alegeți o pernă pentru pompă de sân mai mare cu o pâlnie mai amplă, pentru a vă asigura o experiență de pompă mai comodă.

### Se potrivește pentru toate pompele Natural pentru sân

Perna moale de masaj, de mari dimensiuni, este compatibilă cu toate pompele de sân Philips Avent Comfort din gama Natural.

## Specificații

### Suport moale

**Material:** Silicon, Fără BPA\*

### Țara de origine

Anglia

### Material

Fără BPA\*

### Include

Pernă de mari dimensiuni: 1 buc.

### Compatibilitate

Compatibilă cu gama Natural

### Ușor de utilizat

**Suport moale:** Ușor de curățat, Poate fi spălat în mașina de spălat vase

### Funcții

Pernă moale de masaj: Stimulare delicată

### Etape de dezvoltare

Fază: Sarcină, 0 - 6 luni

### Piesă înlocuibilă

Se potrivește tipurilor de produs:: SCF330, SCF332, SCF334, SCF330, SCF332

