



Philips Avent
Máy hút sữa điện đôi
Eureka

2 bình sữa
Sử dụng có nối dây



SCF393/11

Lấy cảm hứng từ bé, hiệu quả cho mẹ

Công nghệ chuyển động tự nhiên giúp sữa chảy nhanh hơn*

Bước vào kỷ nguyên mới của việc hút sữa bằng sự cân bằng hoàn hảo giữa lực hút và kích thích núm vú được lấy cảm hứng từ cách bú sữa tự nhiên của trẻ. Máy hút sữa điện đôi Philips Avent duy trì dòng sữa ở mức tối ưu và nhẹ nhàng thích ứng với kích thước và hình dạng núm vú của bạn

Tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân

- Túi nhỏ và bao đựng máy hút sữa
- Ít bộ phận và lắp đặt trực quan
- Động cơ chạy êm để hút sữa một cách kín đáo ở bất cứ nơi đâu (sử dụng có nối dây)
- Chức năng tạm dừng / phát
- Tùy chỉnh cài đặt với 8 mức kích thích và 16 mức hút
- Chức năng bộ nhớ

Nhẹ nhàng và thoải mái

- Miếng đệm bằng silicon mềm, co giãn, một kích cỡ duy nhất
- Hút sữa mà không cần phải nghiêng người về phía trước


Hút sữa nhanh, nhiều sữa hơn trong thời gian ngắn hơn*

- Công nghệ chuyển động tự nhiên giúp sữa chảy nhanh*

PHILIPS
AVENT


Những nét chính

Sữa chảy nhanh*



Hút sữa nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn* với miếng đệm giúp kích thích vú mẹ tiết ra sữa giống như cách bé bú. Miếng đệm điều chỉnh liên mạch từ chế độ kích thích sang chế độ hút sữa và chỉ áp dụng lực hút và mức độ kích thích nướu vú phù hợp để có dòng sữa tối đa. Dựa trên các kết quả thời gian bắt đầu chảy sữa (thời gian đèn Phản xạ tiết sữa - MER)*.

Thích ứng với kích thước và hình dạng núm vú của bạn



Một kích cỡ duy nhất phù hợp với mọi kích thước và hình dạng núm vú. Núm vú của mỗi người mẹ có kích thước và hình dạng khác nhau, miếng đệm bằng silicon sẽ nhẹ nhàng uốn dẻo và điều chỉnh để vừa với núm vú của bạn. Miếng đệm phù hợp với 99,98% kích thước núm vú* (lên đến 30mm).

Ngồi thư giãn



Máy hút sữa được thiết kế để bạn ngồi thư giãn, không cần phải nghiêng người về phía trước, tư thế hút sữa thoải mái đã được chứng minh lâm sàng*. Dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng sản phẩm với 20 người tham gia (2019); 90% người tham gia thấy tư thế hút sữa thoải mái với máy hút sữa bằng điện, 1 bình sữa; 95% người tham gia thấy tư thế hút sữa thoải mái với máy hút sữa bằng điện, hai bình sữa.

Tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân của bạn



Tinh chỉnh mỗi lần hút sữa theo nhu cầu của bạn với một loạt các cài đặt kích thích và hút sữa khác nhau. Máy hút sữa của chúng tôi cung cấp 8 mức kích thích và 16 mức hút sữa cho trải nghiệm phù hợp với bản thân hơn.

Đễ dàng lắp đặt và vệ sinh



Hệ thống hút sữa khép kín của chúng tôi có nghĩa là sữa sẽ không ở trong ống dẫn nên ít phải làm sạch hơn. Ít bộ phận hơn cũng có thể dễ dàng kết hợp lại với nhau hơn.

Lưu các cài đặt ưa thích của bạn



Máy hút sữa tự động ghi nhớ cài đặt cuối cùng của bạn, vì vậy tất cả những gì bạn cần làm là ngồi xuống và nhân nút bắt đầu.

Túi nhỏ và bao đựng máy hút sữa



Bạn có thể sử dụng túi nhỏ và bao đựng cách nhiệt được thiết kế riêng để đóng gói vật dụng gọn gàng và mang theo máy hút sữa khi đi ra ngoài.

Các thông số

Chất liệu

- Bình sữa: Không chứa BPA*, Polypropylene
- Núm vú thông khí: Không chứa BPA*, Silicon
- Máy hút sữa: Không chứa BPA* (chỉ các bộ phận tiếp xúc với sữa)

Dễ sử dụng

- Sử dụng máy hút sữa: Dễ rửa và dễ lắp, chức năng bộ nhớ, động cơ chạy êm, túi chứa và bao đựng

Chức năng

- Không cần nghiêng người về phía trước: Tư thế ngồi thoải mái
- Cài đặt: 16 mức hút sữa, 8 mức kích thích
- Miếng đệm mềm và co giãn: Kích thích nhẹ nhàng

Dụng cụ đi kèm

- Túi chứa: 1 cái
- Bình sữa 125ml/4oz, tốc độ chảy cho trẻ sơ sinh: 2 cái
- Miếng lót thấm sữa dùng một lần: 2 cái
- Bộ dụng cụ hút sữa: 2 cái
- Bao đựng cách nhiệt: 1 cái
- Bộ phận động cơ (Chỉ sử dụng có nôi dây): 1 cái
- Đĩa đệm kín: 2 cái
- Bộ chuyển đổi Micro-USB (sử dụng có nôi dây): 1 cái

Công suất

- Điện áp nguồn điện: 100 - 240 V



Ngày phát hành
2021-04-28

Phiên bản: 1.0.4

EAN: 08 71010 39301 67

© 2021 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com