



Philips Avent
Máy tiệt trùng & sấy khô
bình sữa Starlight Plus

Máy tiệt trùng và sấy khô bình sữa
Cao cấp



SCF293/00

Tiệt trùng, sấy khô và bảo quản vật dụng

Tiệt trùng và sấy khô trong 40 phút

Máy tiệt trùng & sấy khô bình sữa Starlight Plus (StarPlus) không những tiệt trùng bình sữa nhanh chóng và hợp vệ sinh, tiêu diệt 99,9% các loại vi trùng* mà còn phun ra luồng khí sạch để sấy khô bình sữa trước khi tắt. Tiệt trùng và sấy khô trong 40 phút để mẹ luôn an tâm bình sữa thật sự vệ sinh và sẵn sàng cho bé bú cữ sữa tiếp theo.

Dễ dàng làm sạch và tháo lắp

- Làm sạch máy nhanh chóng và dễ dàng

Khay hứng gắn sẵn

- Được thiết kế để giảm khả năng có mùi khó chịu

Diệt 99,9% các loại vi trùng*

- Loại bỏ vi khuẩn có hại

Tiệt trùng và sấy khô trong 40 phút

- Một chu kỳ tiệt trùng và sấy khô hoàn chỉnh chỉ mất 40 phút

Thiết kế tiết kiệm không gian

- Bề ngoài gọn, bên trong rộng

PHILIPS
AVENT

Máy tiệt trùng & sấy khô bình sữa Starlight Plus
Máy tiệt trùng và sấy khô bình sữa Cao cấp

Những nét chính

Diệt 99,9% các loại vi trùng*



Tiệt trùng nhẹ nhàng, hiệu quả và không có hóa chất với Philips Avent. Máy tiệt trùng sử dụng sức mạnh của hơi nước tinh khiết để tiêu diệt 99,9% vi trùng có hại*.

Tiệt trùng và sấy khô trong 40 phút



Chỉ mất 40 phút để chuẩn bị bình sữa cho lần bú tiếp theo của bé. Sau khi tiệt trùng bằng hơi nước mạnh mẽ, một luồng khí lọc tập trung sẽ sấy khô bình sữa và các phụ kiện, để các vật dụng sẵn sàng sử dụng ngay lập tức.

Khay hứng gắn sẵn



Khay hứng mới giúp ngăn giọt sữa rơi trên bề mặt để nhiệt, giảm khả năng có mùi khó chịu.

Tiệt trùng, sấy khô và bảo quản vật dụng



Máy tiệt trùng cao cấp của chúng tôi không những làm sạch bình sữa và tiêu diệt vi trùng, mà còn sấy khô và bảo quản bình sữa và các phụ kiện, giữ cho các vật dụng được tiệt trùng trong tối đa 24 giờ.

Được giữ tiệt trùng trong 24 giờ*



Máy tiệt trùng có quy trình vệ sinh kỹ lưỡng, không dùng hóa chất, nhờ vậy, chỉ cần luôn đầy

SCF293/00

nắp máy thì bình sữa và các phụ kiện sẽ được giữ tiệt trùng đến 24 giờ.

Thiết kế tiết kiệm không gian



Máy tiệt trùng của chúng tôi có thiết kế thon mảnh nhưng chứa được tới 6 bình sữa Philips Avent, đồng thời cũng chứa được các phụ kiện khác như núm vú, ty ngậm thông khí và dụng cụ hút sữa bằng tay.

Đễ dàng làm sạch và tháo lắp



Thiết kế của máy tiệt trùng cho phép làm sạch nhanh chóng và dễ dàng, kể cả để nhiệt, nhờ vậy mẹ sẽ có nhiều thời gian chơi với con hơn.

Các thông số

Xuất xứ

- Được sản xuất tại: Trung Quốc

Các giai đoạn phát triển

- Giai đoạn: 0 - 6 tháng

Thông số kỹ thuật thiết kế

- Chất liệu: Nhựa (PP)

Trọng lượng và kích thước

- Kích thước: 304 x 191 x 378 mm
- Khối lượng: 2,4 kg

Dụng cụ đi kèm

- Kẹp: 1 cái

Dụng cụ đi kèm

- Máy tiệt trùng hơi nước bằng điện: Gói 1 sản phẩm

Khả năng tương thích

- Tương thích với dòng sản phẩm Philips-Avent

Đặc điểm kỹ thuật

- Điện áp: 220-240V~ 50-60Hz, 220V~ 60Hz (Hàn Quốc), 120-127V~ 60Hz (NAM)
- Mức tiêu thụ điện: 650 W
- Phân loại an toàn: Lớp 1



Ngày phát hành
2021-05-09

Phiên bản: 1.0.1

© 2021 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Các kết quả thử nghiệm được cung cấp bởi một phòng thí nghiệm độc lập.