

PHILIPS

Pute med gelputer

DreamWear

Liten størrelse



HH1125



Som om du ikke har noe på deg*

Med friheten og komforten du får med DreamWear Gel Pillows, kan du sove akkurat slik du vil.

Lett å bruke

- Funksjoner bare for deg

Innovativ gelputedesign

- Enkel å tilpasse
- Komfort og ytelse
- Modulær design

Høydepunkter

Enkel å tilpasse



Velg puten slik at putens blå gelbaser sitter komfortabelt under nesen uten mellomrom. Kun den myke silikonspissen skal være inni neseborene. Stikk ikke noen del av den blå gelbasen inn i nesen.

Nyskapende utforming



Mindre ubehag på ansiktet, i nesen og neseborene. Brukere syntes DreamWear Gel Pillows var mer behagelig enn den foreskrevne masken.

Nyskapende utforming



Enkel å bruke med én modulbasert bøyle til alle putestørrelser.

Modulær design



Modulær design for rask montering og rengjøring, med utskiftbare puter og neseplstring.

Spesifikasjoner

Rengjøring: pute

Hand wash with mild detergent: Rinse thoroughly, air dry¹

Utsifting

Kontroller daglig for slitasje: Replace at first sign of wear

Produktdetaljer

Materials: Polycarbonate, Polyurethane gel, Silicone

Warranty: 90 days

