

PHILIPS

Reisesett for DreamStation
CPAP-enhet

DreamStation

Etuifarge: lys grå

Inkludert 65 W strømforsyning
med USB-port

 Product Picture

HH1423

Godt egnet for reise

Kompakt reiseveske for DreamStation

Gir pasientene en praktisk, kompakt og diskret måte å reise med DreamStation på

Gunstig kombinasjon av beskyttelse og portabilitet

- Få fullt utbytte av CPAP-behandlingen når du er på farten

Ideell for reise

- Spesialtilpassede lommer

Inkludert 65 W strømforsyning med USB-port

- med USB-port

Høydepunkter

Lett strømforsyning



Etuiet har en 65 W strømforsyning som er mindre enn strømforsyningen som er brukt for DreamStation-maskinen og -luftfukteren. Strømforsyningen har en innebygd USB-port for lading av mobiltelefoner og annen elektronikk mens du bruker DreamStation-maskinen.

Kompakt og enkel å bruke

Det støpte innleggsforet gjør det lett for pasienten å pakke PAP systemkomponenter sikkert: masken og røret, 65 W strømforsyningen, DreamStation UTEN fukter.

Robust og enkel å vedlikeholde

Lett etui i hardt tekstil. Avtakbar skulderrem og vognstropp som lett tres over håndtakene på bagasjen. Sikre lukkemekanismer med glidelås som forenkler sikkerhetskontrollen på flyplassen. Reisevesken passer godt i bagasjehyllene over setet og under setet på flyet.

Spesifikasjoner

Reise

Spesielt laget for DreamStation: Reisetui med 65 W strømforsyning med USB-port inneholder maske, hodestropp, slanger og selve enheten

Service

Garanti: 90-days

