

PHILIPS

AVENT

Ручний молоковідсмоктувач
із пляшечкою

Зручний для використання у дорозі

Молоковідсмоктувач із масажною
насадкою

У комплекті пляшечка і соска

Дорожня кришка та ущільнюючий
диск



SCF330/20



Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*

Ручний молоковідсмоктувач із масажною насадкою

Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м'яко стимулюватиме відтік молока. Ручний молоковідсмоктувач Avent має небагато частин, тому його легко збирати, використовувати і чистити. Він легкий і компактний, тому його зручно брати зі собою для зціджування молока у дорозі.

Легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки

- У комплекті наша пляшечка та соска Natural для природного захоплення

Легко налаштовувати, зціджувати та чистити

- Кілька окремих частин та інтуїтивний дизайн
- Компактний і легкий дизайн

Клінічно доведено менше нахиляння уперед*

- Розслаблююче положення завдяки спеціальному дизайну

М'яка масажна насадка з масажними пелюстками

- М'яка масажна насадка лагідно стимулює потік молока

Основні особливості

Розслаблююче положення



Молоковідсмоктувач має унікальний дизайн, завдяки чому молоко тече безпосередньо з грудей у пляшечку навіть тоді, коли ви сидите рівно. Це означає, що ви можете сидіти комфортніше під час зціджування: не потрібно нахилятися вперед, щоб молоко потрапило у пляшечку. Зручне положення та розслаблений стан під час зціджування сприяє легшому відтоку молока.

М'яка масажна насадка



Наша масажна насадка має м'яку приємну текстуру, яка створює відчуття тепла на шкірі для комфортного, лагідного стимулювання відтоку молока. Стильна насадка з пелюстками лагідно імітує смоктання дитини для сприяння відтоку молока.

Легкість у дорозі



Молоковідсмоктувач малий та легкий, завдяки чому його легко зберігати й переносити, що робить зціджування у дорозі непомітнішим.

Легко налаштовувати, зціджувати та чистити



Кілька окремих частин та інтуїтивний дизайн. Легко зціджуйте молоко для дитини у будь-який час.

У комплекті наша пляшечка Natural



Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

Специфікації

Конструкція

Дизайн пляшечки: Ергономічна форма, Широке горлечко

Дизайн молоковідсмоктувача: Компактний дизайн

Матеріал

Пляшечка: Без вмісту BPA*, Поліпропілен

Соска: Без вмісту BPA*, Силікон

Молоковідсмоктувач: Без BPA* (лише частини, які контактують з їжею)

У комплекті:

Надзвичайно м'яка соска для годування новонародженого: 1 шт.

Корпус молоковідсмоктувача з ручкою: 1 шт.

Ущільнюючий диск для зберігання молока: 1 шт.

Пляшечка Natural ємністю 125 мл: 1 шт.

Дорожня кришка: 1 шт.

Пробні упаковки з вкладишами в бюстгальтер: 1 упаковка (2 шт.)

Стандартна масажна насадка: 1 шт. (19,5 мм, окремо можна придбати насадку більшого розміру)

Простота у користуванні

Використання молоковідсмоктувача: Легке чищення, Повністю сумісна лінійка, Просто збирати

Функції

Жодного нахилання вперед: Можна сидіти у зручному положенні

М'яка масажна насадка: Лагідне стимулювання

Етапи розвитку

Етап: 0–6 місяців



* Комфорт клінічно доведено: у тестуваннях за участі 110 матерів жінки надали значну перевагу Philips Avent порівняно з конкурентним аналогом

* Більше комфорту: 73% із 73 опитаних британок, які годують грудьми, підтвердили, що цей молоковідсмоктувач зручніший, ніж той, що вони мають (основних марок на ринку).

* Незалежне дослідження підтвердило можливість зв'язку між рівнями стресу та появою молока. Див.: www.philips.com/avent

* Молоковідсмоктувач без BPA* стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011