

PHILIPS

Almohadillas de gel

DreamWear Pillows

Tamaño pequeño

HH1125



La sensación de no llevar mascarilla*

Con la libertad y la comodidad de las almohadillas de gel DreamWear Pillows, podrá dormir como desee. Todos los productos de Philips cumplen con la legislación vigente. Puede consultar el uso previsto en el manual de instrucciones.

Fácil de usar

- Funciones diseñadas solo para usted

Diseño innovador en las almohadillas de gel

- Fáciles de colocar
- Comodidad y rendimiento
- Diseño modular

Destacados

Fáciles de colocar



Elija la almohadilla adecuada de modo que la base de gel azul de la almohadilla repose cómodamente bajo la nariz sin dejar ningún hueco. Únicamente la punta blanda de silicona debe introducirse en los orificios nasales. No introduzca ninguna parte de la base de gel azul en la nariz.

Un diseño innovador



Disminuye las molestias en la cara, la nariz y los orificios nasales. Los usuarios afirman que las almohadillas de gel DreamWear son más cómodas que su mascarilla prescrita.

Un diseño innovador



Fáciles de usar con un armazón modular para todos los tamaños de almohadilla.

Diseño modular



Diseño modular para una limpieza y montaje rápidos, con almohadillas intercambiables y almohadillas nasales.

Especificaciones

Detalles del producto

Materiales: Polycarbonate, Polyurethane gel, Silicone

Garantía: 90 days

Limpieza: almohadilla

Lavar a mano con detergente suave: Rinse thoroughly, air dry¹

Sustitución

Inspeccionar a diario por si se observan signos de desgaste: Replace at first sign of wear

