

PHILIPS

Pute med gelputer

DreamWear

Mellomstor størrelse



HH1125



Som om du ikke har noe på deg*

Med friheten og komforten du får med DreamWear Gel Pillows, kan du sove akkurat slik du vil.

Lett å bruke

- Funksjoner bare for deg

Innovativ gelputedesign

- Enkel å tilpasse
- Modulær design
- Komfort og ytelse

Høydepunkter

Enkel å tilpasse



Velg puten slik at putens blå gelbaser sitter komfortabelt under nesen uten mellomrom. Kun den myke silikospissen skal være inni neseborene. Stikk ikke noen del av den blå gelbasen inn i nesen.

Nyskapende utforming



Mindre ubehag på ansiktet, i nesen og neseborene. Brukere syntes DreamWear Gel Pillows var mer behagelig enn den foreskrevne masken.

Nyskapende utforming



Enkel å bruke med én modulbasert bøyle til alle putestørrelser.

Modulær design



Modulær design for rask montering og rengjøring, med utskiftbare puter og nese-polstring.

Spesifikasjoner

Product details

Materials: Polycarbonate, Polyurethane gel, Silicone

Warranty: 90 days

Cleaning: Cushion

Hand wash with mild detergent: Rinse thoroughly, air dry¹

Erstatning

Inspect daily for wear: Replace at first sign of wear

