

PHILIPS

AVENT

Pompa ASI manual dengan botol

Mudah digunakan saat bepergian

Pompa ASI dengan bantalan pijat lembut

Termasuk botol dan dot

Penutup bepergian dan cakram penyegel



SCF330/20



Lebih nyaman, lebih banyak susu, mudah dibawa bepergian*

Pompa ASI manual dengan bantalan pijat

Duduk dengan nyaman tanpa condong ke depan karena bantalan pijat lembut kami akan menstimulasi aliran ASI Anda dengan lembut. Pompa ASI manual Avent memiliki sedikit komponen, mudah dirakit, digunakan, & dibersihkan. Ringan dan praktis, memudahkan Anda memerah sambil bepergian.

Mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol

- Termasuk botol dan dot Natural yang akan menempel alami pada mulut bayi

Mudah disiapkan, dipompa, dan dibersihkan

- Sedikit bagian terpisah dan desain yang intuitif
- Desain ringan dan ringkas

Secara klinis terbukti mengurangi badan condong ke depan*

- Posisi santai, berkat desain khususnya

Bantalan pijat lembut dengan kelopak pijat

- Bantalan pijat lembut menstimulasi aliran susu dengan lembut

Kelebihan Utama

Posisi santai



Pompa ASI ini berdesain unik, sehingga ASI mengalir langsung dari payudara ke botol, walaupun Anda duduk tegak. Artinya, Anda dapat duduk lebih nyaman saat memompa; tak perlu mencondongkan tubuh ke depan untuk memastikan seluruh ASI masuk ke dalam botol. Duduk nyaman dan santai saat memompa akan membantu ASI mengalir lebih mudah.

Bantalan pijat lembut



Bantalan pijat kami memiliki tekstur selembut beludru yang terasa hangat di kulit untuk merangsang aliran ASI dengan nyaman dan lembut. Bantalan kelopak ikonik ini didesain untuk menirukan gerak mengisap bayi, dimaksudkan untuk membantu merangsang aliran ASI.

Mudah digunakan di perjalanan



Pompa ASI ini kecil dan ringan, artinya mudah disimpan dan dibawa, membuat pemompaan di perjalanan menjadi lebih tersembunyi.

Mudah disiapkan, dipompa, dan dibersihkan



Sedikit bagian yang terpisah dengan desain intuitif. Mudah memompa susu untuk bayi Anda, kapan saja.

Termasuk botol Natural



Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi mudah menggabungkan antara ASI dan susu botol.

Spesifikasi

Desain

Desain pompa ASI: Desain ringkas

Desain botol: Bentuk ergonomis, Leher lebar

Bahan

Botol: Bebas BPA*, Polipropilena

Dot: Bebas BPA*, Silikon

Pompa ASI: Bebas BPA* (hanya bagian yang bersentuhan dengan makanan)

Item yang disertakan

Dot ekstra lembut untuk bayi baru lahir: 1 pcs

Bodi pompa ASI dengan gagang: 1 pcs

Cakram penyegel untuk menyimpan susu: 1 pcs

Botol Natural 4oz: 1 pcs

Tutup bepergian: 1 pcs

Kemasan sampel bantalan payudara: 1 kemasan (2 buah)

Bantalan pijat standar: 1 buah (19,5mm, bantalan berukuran besar tersedia secara terpisah)

Mudah digunakan

Penggunaan pompa ASI: Mudah dibersihkan, Rangkaian produk yang sepenuhnya kompatibel, Pemasangan intuitif

Fungsi

Tanpa harus membungkuk: Duduk dengan posisi nyaman

Bantalan pijat lembut: Rangsangan lembut

Tahap perkembangan

Tahap: 0 - 6 bulan



* Kenyamanan yang terbukti secara klinis: Uji dilakukan pada 110 ibu menunjukkan preferensi yang signifikan untuk Philips Avent vs merek ternama lain

* Lebih nyaman: 73% dari 73 ibu menyusui di Inggris setuju bahwa pompa payudara ini lebih nyaman dibanding pompa yang ada saat ini (merek pasar utama).

* Riset independen menyatakan bahwa mungkin terdapat kaitan antara tingkat stres dan produksi susu. Lihat www.philips.com/AVENT

* Pompa ASI Bebas BPA: Hanya bagian menyangkut botol, dan bagian lain yang bersentuhan dengan ASI. Mematuhi peraturan EU, 10/2011