

PHILIPS

AVENT

Електричний
молоковідсмоктувач

Універсальна подушечка

Технологія природного руху

Зціджуйте, не нахилиючись уперед

8+16 рівнів налаштувань



SCF395/11



Одиночний насос повної комплектації

Швидко, зручно, відмінно для мам

Увійдіть у нову еру зціджувannya молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним способом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м'яко адаптується до розміру та форми сосків.

Персоналізований та простий у користуванні

- Призупинення в будь-який момент
- 8 режимів стимуляції, 16 режими зціджувannya
- Збереження налаштувань з останнього разу
- Максимально тихий двигун дає змогу розслабитися
- Простота чищення і збирання завдяки меншій кількості деталей

Легідний і зручний

- М'яка силіконова подушечка забезпечує комфорт незалежно від типу тіла

Швидке зціджувannya, більше молока за менший час*

- З технологією Природного потоку молоко тече швидше*

Основні особливості

Швидкий відтік молока*



Молоко починає текти всього за одну хвилину завдяки нашій унікальній технології Природного Руху.** Завдяки м'якому захопленню та правильному масажу й відсмоктуванню не дивно, що 97% мам вважають, що цей молоковідсмоктувач є ефективним***, а 100% акушерок рекомендують його для використання.

Пристаює до соска




Незалежно від контурів тіла м'яка та гнучка силіконова подушечка молоковідсмоктувача комфортно прилягає до грудей і соска. Вона підходить для 99,98%**** розмірів грудей**** та адаптується для м'якої, але надійної фіксації.

Налаштуйте пристрій під свої потреби



Кожне зцідження стає максимально ефективним завдяки 8 режимам для стимуляції відтоку молока та 16 режимам для його зцідження, які можна налаштувати в процесі використання.

Легко чистити і налаштовувати




Ми спроектували наш молоковідсмоктувач так, щоб він не був складним. Завдяки невеликій кількості деталей його легко чистити й збирати.

Зціджуйте непомітно в будь-якому місці




Двигун нашого молоковідсмоктувача працює практично безшумно, тож ви можете спокійно робити це вдома (або деінде), не відволікаючись.

Збереження налаштувань з останнього разу



Функція пам'яті автоматично зберігає ваші останні параметри стимуляції та зцідження, тому вам достатньо просто знайти комфортне місце й натиснути кнопку.

Призупинення в будь-який момент



У вас все під контролем: за допомогою функції паузи/продовження ви можете в один дотик зробити перерву, а потім в будь-який момент продовжити.

Специфікації

Потужність

Напруга живлення: 100 - 240 В

Матеріал

Пляшечка: Без вмісту ВРА*, Поліпропілен

Соска: Без вмісту ВРА*, Силікон

Молоковідсмоктувач: Без вмісту ВРА***** (лише частини, які контактують з їжею)

У комплекті:

Пляшечка на 115 мл із соскою 0 міс.+ : 1 шт.

Пляшечка Natural ємністю 125 мл: 1 шт.

Одноразові вкладиші в бюстгальтер: 2 шт.

Комплект для зцідження: 1 шт.

Блок двигуна (використання лише із кабелем): 1 шт.

Ущільнюючий диск: 1 шт.

Адаптер мікро-USB (використання з кабелем): 1 шт.

Простота у користуванні

Використання молоковідсмоктувача: Легко чистити та збирати, тихий двигун, функція пам'яті

Функції

Жодного нахилання вперед: Можна сидіти у зручному положенні

Налаштування: 16 рівнів зцідження, 8 рівнів стимуляції

М'яка та адаптивна подушечка: Лягидне стимулювання



* Результати враховують час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока – РВМ) на основі клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.) порівняно із часом на РВМ для інших попередніх технологій відсмоктання Philips на основі дослідження доцільності за участі 9 учасниць (Нідерланди, 2018 р.).

** Для 1К-SE: 70% учасниць зафіксували РВМ протягом 60 секунд. Результати враховують час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока – РВМ) на основі клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.) порівняно із часом на РВМ для інших попередніх технологій відсмоктання Philips на основі дослідження доцільності за участі 9 учасниць (Нідерланди, 2018 р.).

*** На основі результатів клінічних випробувань виробу за участю 20 учасниць (Нідерланди, 2019), середній бал для одинарного та подвійного електричних молоковідсмоктувачів; 95% учасниць погоджуються, що наші молоковідсмоктувачі ефективні (одиночні електричні); 100% учасниць погоджуються, що наші молоковідсмоктувачі ефективні (подвійні електричні).

**** Джерела: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 April 2019 (109 учасників, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993 (20 учасників європейської зовнішності, США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 учасників, Австралія).

***** Стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно правових норм ЄС від 10.2011.