

# PHILIPS

# AVENT



Sterilisator voor  
babyflessen

Flessensterilisator

Geavanceerd



SCF291/00

## In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren

### Steriliseert in slechts 10 minuten

Steriliseer tot zes flessen en accessoires in slechts 10 minuten. De slanke maar ruime Flessen Sterilisator is snel en efficiënt en doodt tot 99,9% van de bacteriën, zodat je met een gerust hart kunt voeden.

#### Eenvoudig schoon te maken en te monteren

- Deze sterilisator is snel en eenvoudig schoon te maken

#### Geïntegreerde lekbak

- Ontworpen om de kans op onaangename geuren te verkleinen

#### Doodt 99,9% van bacteriën\*

- Zeg maar gedag tegen schadelijke bacteriën

#### Ruimtebesparend ontwerp

- Ruim van binnen, compact van buiten
- Onze sterilisator is ontworpen voor ruimtebesparing en flexibiliteit

#### Blijft tot 24 uur steriel

- Blijft 24 uur steriel\*

# Kenmerken

## Doodt 99,9% van bacteriën\*




Steriliseer op een zachte, effectieve manier zonder chemicaliën met Philips Avent. Elke sterilisator gebruikt de kracht van stoom - niets meer, niets minder - om 99,9% van de schadelijke bacteriën te doden\*.

## Steriliseert in slechts 10 minuten



Snel en veilig met de sterilisatiecyclus van slechts 10 minuten, waarna de sterilisator automatisch wordt uitgeschakeld.

## Geïntegreerde lekbak




Onze nieuwe lekbak beschermt de verwarmingsplaat tegen melkdruppels, waardoor de kans op onaangename geuren wordt verkleind.

## De alles-in-één-oplossing



Onze geavanceerde sterilisator is flexibel: hij kan kleiner worden gemaakt voor kleinere artikelen zoals fopspenen en neemt weinig ruimte in beslag als hij niet wordt gebruikt.

## Blijft tot 24 uur steriel\*



De inhoud van de sterilisator blijft maximaal 24 uur steriel dankzij een grondige reiniging zonder chemicaliën. Gewoon door de deksel dicht te houden.

## Ruimtebesparend ontwerp



Onze sterilisator is compact maar er passen nog steeds maximaal zes Philips Avent-babyflessen in. Bovendien kunnen er ook andere essentials zoals spenen en handkolfen in.

## Eenvoudig schoon te maken en te monteren



Van onder tot boven, van binnen en van buiten, de sterilisator is snel en eenvoudig schoon te maken, zelfs de verwarmingsplaat. Zodat jij meer tijd met je kleintje kan doorbrengen.

# Specificaties

## Technische specificaties

Energieverbruik: 650 W

Spanning: 220-240 V~ 50-60 Hz, 220 V~ 60Hz (Korea), 120-127 V~ 60 Hz (NAM), 110 V~ 60 Hz (Taiwan)

Veiligheidsklasse: Klasse 1

## Gewicht en afmetingen

Afmetingen: 304 x 183 x 359 mm

Gewicht: 1,78 kg

## Ontwerpspecificaties

Materiaal: Plastic (PP)

## Land van herkomst

Geproduceerd in: China

## Inclusief

Tang: 1 stk

Elektrische stoomsterilisator: 1 x

## Compatibiliteit

Combineerbaar met de Philips Avent-serie

## Ontwikkelingsfases

Stapje: 0 - 6 maanden

