

PHILIPS

Stoffen banden

DreamWear

Vervangend onderdeel
met 1 set stoffen banden
2 per verpakking



HH1120



Alsof u helemaal niets draagt.*

DreamWear biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust.

Gebruiksvriendelijk

- Comfortabel en zacht

Kenmerken

Banden van zacht materiaal



Zorgt voor een zacht gevoel op uw wang

Specificaties

De stoffen banden reinigen

Handmatig wassen met een mild reinigingsmiddel: Spoel grondig, hang op om te drogen¹

Vervanging

Controleer dagelijks op slijtage: Vervang bij de eerste tekenen van slijtage

Productgegevens

Materiaal: Polyester, Spandex

Garantie: 90 dagen



* Philips-vragenlijst over gebruikersvoorkeuren uit 2017

** Gegevensanalyse van een onderzoek naar patiëntvoorkeuren in augustus 2017, waarbij n = 85 en de voorgeschreven maskers Resmed Airfit F10 en F20, Respronics Amara View en F&P Simplus waren. Gebaseerd op 10 dagen gebruik.

¹Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer reinigingsinstructies.