

PHILIPS

Ram M

DreamWear

Ersättningsdel

Medium-ram



HH1117



Bekväm passform.*

Med friheten och bekvämligheten hos DreamWear kan du sova precis hur du vill.

Lättanvänd


- Funktioner bara för dig

Innovativ design

- Mjuk, flexibel ram
- Luftslanganslutningen sitter högst upp på huvudet


Funktioner

Lättanvänd ram



Lättanvänd – välj den av de tre ramstorlekarna som passar dig bäst. Alla ramstorlekar passar alla kuddstorlekar.

Innovativ ramdesign



Den mjuka och flexibla ramen är bekväm att ha på natten. Användare har sagt att den inte känns alls.*

Rörelsefrihet



DreamWear ger ökad rörelsefrihet under natten genom att slangen placeras ovanpå huvudet. Användare uppgav att de inte behövde välja en särskild sovställning när de använde DreamWear.*

Specifikationer

Innovative design

Komfort och hög prestanda: Mjukt tygomslag

Produktdetaljer

Material: Polycarbonate, Silicone

Garanti: 90 days

Cleaning: Frame

Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel:

Skölj noga och låt lufttorka¹

Byte

Kontrollera eventuellt slitage dagligen:

Replace at first sign of wear



* *Dataanalys från augusti 2017, patientpreferensstudie där n = 85 och de ordinerade maskerna omfattar Resmed Airfit F10 och F20, Respironics Amara View och F&P Simplus, baserat på 10 dagars användning.

* *Philips användarundersökning 2017

* ¹Läs bruksanvisningen för mer detaljerad rengöringsinformation.