

PHILIPS

Gel Pillows Starter Pack

DreamWear

Drie kussenformaten

Frames in 3 formaten



HH1134



Alsof u helemaal niets draagt*

DreamWear Gel Pillows biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust.

Zien wat u wilt

- Extreem groot zichtveld dankzij het open ontwerp

Innovatief ontwerp

- Aansluiting voor luchtslang aan de bovenkant van het hoofd
- Gelkussens
- Modulair ontwerp
- Ondersteunt uw slaaptherapie

Comfortabele pasvorm

- Eenvoudig aan te brengen
- Smalle hoofdband
- Banden van zacht materiaal
- Zacht, flexibel frame

Kenmerken

Eenvoudig aan te brengen



Kies het juiste kussen, zodat de blauwe gelneusdoppen comfortabel onder uw neus zitten zonder dat er ruimte tussen zit. Alleen het zachte uiteinde van siliconen materiaal moet in uw neusgaten zitten. Duw geen enkel gedeelte van de blauwe gelkussens in uw neus.

Slapen zoals u zelf wilt



Omdat de luchtslang naar de bovenkant van het hoofd is verplaatst, biedt DreamWear Gel Pillows 's nachts meer bewegingsvrijheid. Gebruikers geven aan dat ze niet meer in een bepaalde positie moeten slapen wanneer ze DreamWear Gel Pillows dragen.

Gelkussens




Minder ongemak voor uw gezicht, neus en neusgaten. Gebruikers vinden DreamWear Gel Pillows comfortabeler dan hun voorgeschreven masker.

Modulair ontwerp



Modulair ontwerp met vervangbare kussens en neusdoppen zodat het snel in elkaar kan worden gezet en worden gereinigd.

Smalle hoofdband



DreamWear combineert comfort met design. Gebruikers geven aan dat het met het DreamWear Gel Pillows-masker voelt alsof ze niets op hun gezicht hebben, in tegenstelling tot hun voorgeschreven masker.

Banden van zacht materiaal




Geeft een zacht gevoel op de wangen.

Zacht, flexibel frame




Het flexibele materiaal waar de lucht doorheen stroomt, voelt zacht tegen de huid en is comfortabel.

Onbelemmerd zicht



Dankzij het open ontwerp kunt u eenvoudig een bril dragen, lezen, tv kijken en een computer of tablet gebruiken voordat u gaat slapen.

Ondersteunt uw slaaptherapie



DreamWear biedt u de vrijheid om het kussen te kiezen dat het beste bij u past. Zo kunt u genieten van meer bewegingsvrijheid en beter slapen.

Specificaties

Inhoud verpakking

Inclusief: Small Cushion, Medium Cushion, Large Cushion, Small Frame, Medium Frame, Large Frame

Beoogd gebruik

Voor gebruik bij patiënten <gt/> 30 kg: with CPAP prescription

Reinigen van de hoofdband en de slangen

Hand wash with mild detergent: Rinse thoroughly, hang to dry¹

Het masker reinigen

Handmatig wassen met een mild reinigingsmiddel: Rinse thoroughly, air dry¹

Vervanging

Controleer dagelijks op slijtage: Replace at first sign of wear

Productgegevens

Materiaal: Nylon, Polyurethane foam, Polycarbonate, Polyester, Polyurethane gel, Silicone, Spandex

Garantie: 90 days

Operating pressure: 4 to 20 cmH2O

Sound level: 18 dBA

Number of parts: 7

