

PHILIPS

Gel pude - stor størrelse

DreamWear

Stor størrelse



HH1125



Som ikke at have noget på*

Med friheden og komforten ved DreamWear Gel Pillows, kan du sove, som du ønsker.

Nem at anvende

- Funktioner, der er til for dig

Innovativt gelpudedesign

- Nem at tilpasse
- Moduldesign
- Komfort og ydelse

Vigtigste nyheder

Nem at tilpasse



Vælg pude således, at Pillows-pudens blå gelbunde sidder behageligt under næsen uden noget mellemrum. Det er kun den bløde silikonespids, der skal være inde i næseborene. Du må ikke skubbe nogen del af den blå gelbund ind i næsen.

Innovativt design



Mindre ubehag i ansigtet, på næsen og i næseborene. Brugere bedømte DreamWear Gelpuder til at være mere behagelig end deres ordinerede maske.

Innovativt design



Nem at bruge, med én modulær ramme til alle pudestørrelser.

Moduldesign



Modulært design til hurtig samling og rengøring, med udskiftelige puder og næsepuder.

Specifikationer

Produktoplysninger

Materialer: Polycarbonate, Polyurethane gel, Silicone

Garanti: 90 days

Rengøring: Pude

Vask i hånden med et mildt

rengøringsmiddel: Rinse thoroughly, air dry¹

Udskiftning

Undersøg dagligt for slitage: Replace at first sign of wear

