

# PHILIPS

## Maskkudde

## Amara Gel

Medium



HH1207



### När det är rätt säger det bara klick

Amara-gelkudden anpassar sig till ansiktets konturer och ger enastående tätning och komfort.

**Komfort**

- Minskar tryckpunkterna

# Funktioner

## Montera kudden med ett enda tryck

Finns med 4 kuddstorlekar

# Specifikationer

## Specifikationer

Kudde, material: Silikon

## Design

Enkelhet: Fäst kudden med ett enda tryck

## Service

Garanti: 90-days

