

# PHILIPS

Mascarilla oronasal

DreamWear Full  
Face

Paquete de mascarilla oronasal

Armazón mediano

y 4 tallas de almohadilla



HH1141/00



## La sensación de no llevar mascarilla.\*

Con la libertad y la comodidad de DreamWear Full Face, podrá dormir como desee. Todos los productos de Philips cumplen con la legislación vigente. Puede consultar el uso previsto en el manual de instrucciones.

### Clips magnéticos

- Los clips para arnés y la almohadilla de la mascarilla contienen imanes

### Campo de visión abierto

- Su diseño abierto ofrece un campo de visión amplio

### Un diseño innovador

- Libertad de movimientos
- Un diseño modular para tener más opciones

### Comodidad y facilidad de uso

- Fácil de usar
- Armazón flexible y suave
- Almohadilla oronasal que no cubre la nariz

# Destacados

## Libertad de movimientos




Al pasar el tubo a la parte superior, la mascarilla oronasal DreamWear ofrece mayor libertad de movimientos durante la noche. Los usuarios nos explican que no necesitan decidir una posición para dormir cuando llevan la mascarilla oronasal DreamWear\*.

## No deja marcas rojas en el puente nasal



El diseño innovador de la almohadilla que no cubre la nariz facilita la desaparición de las marcas rojas, de las incomodidades y de la irritación del puente nasal\*.

## Visión sin obstáculos



Diseño abierto que facilita llevar gafas, leer, ver la televisión y utilizar un ordenador o una tableta antes de quedarse dormido\*\*.

## La sensación de no llevar mascarilla



El armazón flexible y suave es cómodo de llevar por la noche. Los usuarios afirman que tienen la sensación de no llevar mascarilla\*.

## Libertad de elección




Diseño modular que permite a los usuarios elegir la almohadilla que más les convenga, todas en un solo armazón.

## Fácil de usar



Muy pocas piezas para facilitar el montaje, el desmontaje y la limpieza.

## Clips magnéticos



Póngase en contacto con un profesional de la salud antes de utilizar esta mascarilla. Algunos dispositivos médicos pueden verse afectados por los campos magnéticos. Los clips magnéticos de esta mascarilla se deben mantener a al menos 50 mm (2 pulgadas) de distancia de cualquier dispositivo médico activo, especialmente en el caso de dispositivos implantados como marcapasos, desfibriladores o implantes cocleares. Para obtener más información, lea las instrucciones de uso incluidas en el paquete.

# Especificaciones

## Advertencia: Interferencias magnéticas

Tenga cuidado con los marcapasos: Read IFU's before use.

## Finalidad de uso

Para ser usada en pacientes con más de 30kg: con prescripción de CPAP

## Detalles del producto

**Materiales:** Nylon, Polyurethane foam, Polycarbonate, Polyester, Silicone, Spandex

**Garantía:** 90 days

**Presión operacional:** 4 a 30 cm H2O

**Nivel de sonido:** 17 dBA

**Número de piezas:** 7

## Limpieza: arnés, tubo

**Lavar a mano con detergente suave:** Enjuagar en profundidad, secar al aire<sup>1</sup>

## Limpieza: mascarilla

**Lavar a mano con detergente suave:** Enjuagar en profundidad, secar al aire<sup>1</sup>

## Sustitución

**Inspeccionar a diario por si se observan signos de desgaste:** Replace at first sign of wear



\* \* Análisis de los datos del estudio sobre preferencias del paciente de agosto de 2017 donde n = 85 y las mascarillas prescritas incluyen Airfit F10 y F20 de Resmed, Amara View de Respironics y Simplus de F&P; datos basados en 10 días de uso.

\* \*\* Declaración sobre el diseño; el diseño de la mascarilla evita el contacto con el puente nasal.

\* <sup>1</sup>Consulte las instrucciones de uso para obtener instrucciones de limpieza más detalladas, de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

\* En la gama de productos se incluye un armazón de mascarilla estándar (talla M) y cuatro almohadillas para todas las tallas (S, M, MW y L). El dispositivo de terapia del sueño está incluido.

\* Los costes de DreamWear son confidenciales y el seguro médico no suele reembolsarlos.