

PHILIPS

Gelkuddar Large

DreamWear

Large



HH1125



Bekväm passform*

Med friheten och bekvämligheten hos DreamWear gelkuddar kan du sova precis hur du vill.

Lättanvänd

- Funktioner bara för dig

Innovativ design med gelkuddar

- Enkel att sätta fast
- Moduldesign
- Komfort och hög prestanda

Funktioner

Enkel att sätta fast



Välj den kudde där de blå gelbaserna sitter bekvämt under näsan utan att något mellanrum uppstår. Endast den mjuka silikonspetsen ska vara inuti näsborrarna. Tryck inte in någon del av den blå gelbasen i näsan.

Innovativ design



Mindre obehag i ansiktet, näsan och näsborrarna. Användare tycker att DreamWear gelkuddar är bekvämare än den mask de fått ordinerad.

Innovativ design



Enkel att använda med en ram för alla kuddstorlekar.

Moduldesign



Moduldesignen ger snabb montering och rengöring, med utbytbara kuddar och näskuddar.

Specifikationer

Produktdetaljer

Material: Polycarbonate, Polyurethane gel, Silicone

Garanti: 90 days

Rengöring: kudde

Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel:
Rinse thoroughly, air dry¹

Byte

Kontrollera eventuellt slitage dagligen:
Replace at first sign of wear

