

PHILIPS

Nesemaske for minimal kontakt

DreamWear

Pakke

og 4 putestørrelser

1 bøylestørrelse Mellomstor



HH1111



Som om du ikke har noe på deg*

DreamWear er så praktisk at du kan sove komfortabelt uansett hvordan du liker å sove *2015 Philips spørreskjema for brukerpreferanser

Lett å bruke

- Komfortabel og myk

Uhindret synsfelt

- Åpen utforming for et svært bredt synsfelt

De beste putene og nesemaskene

- Komfort og ytelse

Nyskapende utforming

- Pute under nesens
- Luftrørtilkobling øverst på hodet
- Firedelt modulbasert utforming

Komfortabel utforming

- Slank hodestropp
- Myk og fleksibel bøyle


Høydepunkter

Nyskapende maske som går under nesen




Forhindrer røde merker, ubehag eller irritasjon i neseborene eller på neseryggen

Bevegelsesfrihet



Ved å flytte rørets plassering til toppen av hodet gir DreamWear større bevegelsesfrihet i løpet av natten. Brukerne sa at de ikke trengte å velge en sovestilling ved bruk av DreamWear.*

Firedelt modulbasert utforming



Modulbasert utforming for rask montering og rengjøring, med utskiftbare puter tilgjengelige i fire størrelser.

Slank hodestropp




DreamWear kombinerer komfort med estetikk: Du merker knapt at du har masken på deg, og den er også svært lite iøynefallende.

Myke stoffomslag



Som en lett berøring mot kinnet

Myk og fleksibel bøyle



Det fleksible materialet som luften strømmer gjennom, legges forsiktig mot huden og er behagelig å ha på seg.

Pute under nesen



Forhindrer røde merker og irritasjon på neseryggen, noe som mange pasienter opplever når de bruker en tradisjonell heldekkende ansiktsmaske

Uhindret sikt



Det er enkelt å bruke briller, lese, se på TV og bruke datamaskinen eller nettbrettet på sengen.

Spesifikasjoner

Nyskapende utforming

Uhindret synsfelt: Bruk briller, les eller se på TV

Beskrivelser

Operating pressure: 4–20 cmH₂O

Sound pressure level: 18 DBA

N° of parts: fem

Putemateriale: Silikon

Hodestroppmateriale: Polyuretanskum, nylon/spandex

Frame material: Polykarbonat

Cleaning instructions: mask: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Rengjøring: hodedel, rør: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Materiale i vinkelrør/svingfeste:: Polykarbonat
Fabric sleeves material: Polyester/Spandex

Komfort

Pute under nesen: Forhindrer røde merker i neseborene

Myke stoffomslag: Mykt grensesnitt mot kinnet

Myk og fleksibel bøyle: Som en lett berøring mot ansiktet

Tiltenkt bruk

To be used on patients <gt/>30kg: with CPAP prescription

Service

Garanti: 90-days

