

PHILIPS

Clips magnéticos para
mascarilla oronasal

DreamWear Full Face

Pieza repuesto para mascarilla
oronasal

Con 1 juego de clips magnéticos

 Product Picture

HH1132

La sensación de no llevar mascarilla.*

Con la libertad y la comodidad de DreamWear Full Face, podrá dormir como desee. Todos los productos de Philips cumplen con la legislación vigente. Puede consultar el uso previsto en el manual de instrucciones.

Clips magnéticos

- Los clips para arnés y la almohadilla de la mascarilla contienen imanes

Fácil de usar

- Clips magnéticos para fijación de arnés

Destacados

Fácil de usar



Los clips magnéticos sirven para fijar el arnés al armazón de forma sencilla y rápida.

Clips magnéticos



Póngase en contacto con un profesional de la salud antes de utilizar esta mascarilla. Algunos dispositivos médicos pueden verse afectados por los campos magnéticos. Los clips magnéticos de esta mascarilla se deben mantener a al menos 50 mm (2 pulgadas) de distancia de cualquier dispositivo médico activo, especialmente en el caso de dispositivos implantados como marcapasos, desfibriladores o implantes cocleares. Para obtener más información, lea las instrucciones de uso incluidas en el paquete.

Especificaciones

Advertencia: Interferencias magnéticas

Tenga cuidado con los marcapasos: Lea las instrucciones de uso antes de utilizar la mascarilla.

Detalles del producto

Garantía: 90 days

