

PHILIPS

Maskenrahmen

DreamWear

Ersatzteil

Maskenrahmen, Größe S



HH1116



Als wäre sie gar nicht da.*

Das innovative Design von DreamWear ermöglicht es Patienten, ihre liebste Schlafposition einzunehmen.

Einfache Bedienung

- Individuelle Funktionen

Innovatives Design

- Weicher, flexibler Rahmen
- Luftschlauchanschluss oben auf dem Kopf

Besonderheiten

Einfach zu verwenden



Einfach zu verwenden – wählen Sie eine der drei Maskenrahmengrößen, die am besten passt. Alle Rahmengrößen sind für alle Maskenkissengrößen geeignet.

Innovatives Maskenrahmendesign



Der weiche, flexible Rahmen ist nachts angenehm zu tragen. Nutzerbeschreibungen zufolge ist die Maske kaum zu spüren.*

Bewegungsfreiheit



Dank der Platzierung des Schlauches oben am Kopf bietet DreamWear nachts mehr Bewegungsfreiheit. Nutzer gaben an, dass sie mit DreamWear eine beliebige Schlafposition einnehmen konnten.*

Daten

Innovatives Design

Komfort und Leistung: Weiche Stoffpolster

Reinigung: Rahmen

Hand wash with mild detergent: Sorgfältig abspülen, an der Luft trocken¹

Austausch

Täglich auf Verschleiß prüfen: Bei ersten Anzeichen von Verschleiß ersetzen

Produktangaben

Materialien: Polycarbonat, Silikon

Gewährleistung: 90 Tage

