

PHILIPS

Maske

Nuance Pro

Gel

Pakke

3 puter (S, M, L)



HH1101



Et nytt alternativ for bedre søvn

Neseputeteknologien med gel fra Nuance sørger for utmerket komfort og forsegling, slik at du kan sove bedre.

Lett å bruke

- Fleksible rør som veier lite og dermed forhindrer at masken strammer.

Gelputer

- Putene passer forskjellige neseborstørrelser.

Stødigere

- Holder seg på plass hele natten.

Høydepunkter

Lett og lettvent



Lettere å sette sammen, ta fra hverandre og bruke enn de ledende putemaskene.

Gir forsegling og komfort



Nuance-gelputen er utformet annerledes for å gi en mer komfortabel opplevelse. Gelbasen på putene bør passe godt under nesens.

Nyskapende, sklisikker hodestropp



Ideell for pasienter som vil ha bevegelsesfrihet når de sover.

Beskrivelser

Operating pressure: 4–20 cmH₂O

Sound pressure level: 19 DBA

N° of parts: Fire

Putemateriale: silikongummi

Materiale i puter/bøyleputer: Uretan-gel

Hodestroppmateriale: Nylon

UBL/uretanskum/Lycra

Frame material: Termoplast polyester elastomer

Cleaning instructions: mask: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Rengjøring: hodedel, rør: Hand wash with mild detergent

Materiale i svingfeste/rør/vinkelrør: Polypropylen

Tiltenkt bruk

To be used on patients <gt/>30kg: with CPAP prescription

Utforming

Lett å bruke: Enkel å sette sammen og ta fra hverandre

Service

Garanti: 90-days

