

PHILIPS

Näsmask med
minimal kontakt

DreamWear

Förpackning
och 4 kuddstorlekar
1 ramstorlek Medium



HH1111



Bekväm passform*

Med friheten och bekvämligheten hos DreamWear kan du sova precis hur du vill

*Philips användarundersökning 2015

Lättanvänd

- Bekväma och mjuka

Öppet synfält

- Öppen design ger ett mycket brett synfält

De bästa kuddarna och näsmaskerna

- Komfort och hög prestanda

Innovativ design

- Under näsan-kudde
- Luftslanganslutningen sitter högst upp på huvudet
- Design med fyra delmoduler

Bekväm design

- Slimmat huvudband
- Mjuk, flexibel ram

Funktioner

Innovativ mask som sitter under näsan




Förhindrar röda märken, obehag och irritation i näsborrarna och på näsryggen*

Rörelsefrihet



DreamWear ger ökad rörelsefrihet under natten genom att slangen placeras ovanpå huvudet. Användare uppgav att de inte behövde välja en särskild sovställning när de använde DreamWear.*

Design med fyra delmoduler



Moduldesignen ger snabb montering och rengöring, med utbytbara kuddar i fyra storlekar.

Slimmat huvudband




I DreamWear kombineras komfort och estetik: Du kommer knappt känna masken och dessutom är den liten och diskret.

Mjukt tygomslag



Ligger mjukt emot kinden

Mjuk, flexibel ram



Det flexibla materialet som luften flödar igenom ligger skonsamt mot huden och är behagligt att bära.

Under näsan-kudde



Förhindrar att det bildas röda märken och irritation på näsryggen, vilket många patienter upplever när de använder en traditionell mask som täcker hela ansiktet

Inget skymmer synfältet



Det är lätt att ha glasögon, läsa, titta på TV och använda en dator eller surfplatta innan du somnar.

Specifikationer

Innovativ design

Öppet synfält: Använd glasögon, läs eller titta på TV

Specifikationer

Drifttryck: 4–20 cmH₂O

Ljudtrycksnivå: 18 dBA

Antal delar: Fem

Kudde, material: Silikon

Huvudbandsmaterial: Polyuretanskum, nylon/spandex

Ram-material: Polykarbonat

Rengöringsinstruktioner: mask: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Rengöring: huvudband och slang: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Knärör/swivel, material:: Polykarbonat

Tygmanschetter, material: Polyester/Spandex

Komfort

Under näsan-kudde: Förhindrar röda märken i näsborrarna

Mjukt tygomslag: Mjuk yta mot kinden

Mjuk, flexibel ram: Ligger mjukt emot ansiktet

Avsedd användning

För patienter <gt/>30 kg: with CPAP prescription

Service

Garanti: 90 dagar

