

PHILIPS

Helansiktskudde,
medium

DreamWear

Helmask, reservdel

Kudde, Medium



HH1128



Bekväm passform.*

Med friheten och bekvämligheten hos DreamWear helmask kan du sova precis hur du vill.

Innovativ design

- En moduldesign för fler alternativ att välja bland

Bekväm och lättanvänd

- Lättanvänd
- Helansiktskudde nedanför näsan

Funktioner

Lättanvänd



Den består av få delar, vilket gör det enkelt att sätta ihop, ta isär och rengöra den.

Valfrihet



Den modulära utformningen gör att användaren kan välja den kudde som fungerar bäst på en och samma ram.

Inga fler röda märken på näsan



Den innovativa kuddesdesignen under näsan innebär att det är slut på röda märken, obehag och irritation på näsryggen.**

Specifikationer

Rengöring: kudde

Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel:
Rinse thoroughly, air dry¹

Byte

Kontrollera eventuellt slitage dagligen:
Replace at first sign of wear

Produktdetaljer

Material: Polycarbonate, Silicone

Garanti: 90 days



* * Dataanalys från augusti 2017, patientpreferensstudie där n = 85 och de ordinerade maskerna omfattar Resmed Airfit F10 och F20, Respiroics Amara View och F&P Simplus, baserat på 10 dagars användning.

* ¹ Läs bruksanvisningen för mer detaljerad rengöringsinformation.