

PHILIPS

Helmask, magnetiska knäppen

DreamWear

Helmask, utbytesdel

med 1 uppsättning magnetiska knäppen

 Product Picture

HH1132

Bekväm passform.*

Med friheten och bekvämligheten hos DreamWear Helmask kan du sova precis hur du vill.

Magnetiska knäppen

- Det sitter magneter i knäppena till huvudbandet och på maskkudden

Lättanvänd

- Magnetiska knäppen till huvudbandet

Funktioner

Lättanvänd



Magnetknäpperna gör det enkelt att snabbt fästa huvudbandet på ramen.

Magnetiska knäppen



Kontakta din läkare innan du använder denna mask. Vissa medicintekniska produkter kan påverkas av magnetiska fält. De magnetiska knäpperna i masken ska sitta minst 50 mm från alla aktiva medicinska enheter, med särskild hänsyn till implantat, såsom pacemakers, defibrillatorer och cochleaimplantat. Läs bruksanvisningen till respektive enhet för mer information.

Specifikationer

Varning: magnetiska störningar

Var försiktig med pacemakers: Read IFU's before use.

Produktdetaljer

Garanti: 90 days

