

PHILIPS

Frame

DreamWear

Vervangend onderdeel

Groot frame

 Product Picture

HH1118



Alsof u helemaal niets draagt.*

DreamWear biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust.

Gebruiksvriendelijk

- Gepersonaliseerde functies

Innovatief ontwerp

- Zacht, flexibel frame
- Aansluiting voor luchtslang aan de bovenkant van het hoofd

Kenmerken

Gebruiksvriendelijk frame



De frames zijn gebruiksvriendelijk. Kies uit de drie maten het frame dat het beste bij u past. Alle framematen passen bij alle kussenformaten.

Innovatief frameontwerp



Het zachte, flexibele frame is comfortabel om 's nachts te dragen. Gebruikers geven aan dat het voelt alsof u helemaal niets draagt.*

Onbeperkte bewegingsvrijheid



Omdat de luchtslang naar de bovenkant van het hoofd is verplaatst, biedt DreamWear 's nachts meer bewegingsvrijheid. Gebruikers geven aan dat ze niet meer in een bepaalde positie moeten slapen wanneer ze DreamWear dragen.*

Specificaties

Innovatief ontwerp

Comfort and performance: Soft fabric straps

Productgegevens

Materiaal: Polycarbonate, Silicone

Garantie: 90 days

Het frame reinigen

Hand wash with mild detergent: Rinse thoroughly, air dry¹

Vervanging

Controleer dagelijks op slijtage: Replace at first sign of wear

