




PHILIPS

Fuld ansigtsmaske
Magnetklemmer

DreamWear

Fuld ansigtsmaske Reservedel
med 1 sæt magnetiske klemmer



Product Picture

HH1132

Som ikke at have noget på.*

Med friheden og komforten ved DreamWear Full Face kan du sove, som du ønsker.

Magnetiske klemmer

- Klemmerne og maskepuden til hovedtøjet indeholder magneter

Nem at anvende

- Magnetklemmer til tilslutning af hovedtøj

Vigtigste nyheder

Nem at anvende



Med magnetklemmerne kan du nemt og hurtigt tilslutte hovedtøj til rammen!

Magnetiske klemmer



Kontakt din sundhedsfaglige ekspert før du bruger denne maske. Nogle medicinske anordninger kan påvirkes af magnetfelter. De magnetiske klemmer i denne maske skal holdes mindst 50 mm væk fra enhver aktiv medicinsk anordning. Vær særligt opmærksom på implanterede anordninger som f.eks. pacemakere, defibrillatorer og cochlear-implantater. Læs brugervejledningen i pakken for at få flere oplysninger.

Specifikationer

Advarsel: Magnetisk interferens

Pas på med pacemakere: Read IFU's before use.

Produktoplysninger

Garanti: 90 days

