

**PHILIPS**

**Bøyle**

**DreamWear**

Reservedel

Mellomstor bøyle



HH1117



Som om du ikke har på deg  
noe.\*

Med friheten og komforten du får med DreamWear, kan du sove akkurat slik du vil.

**Lett å bruke**

- Funksjoner bare for deg

**Nyskapende utforming**

- Myk og fleksibel ramme
- Luftrørtilkobling øverst på hodet

# Høydepunkter

## Brukervennlig bøyle



Enkel å bruke. Velg en av de tre bøylestørrelsene som passer deg best. Alle bøylestørrelsene passer med alle putestørrelsene.

## Nyskapende bøyleutforming



Den myke, fleksible rammen er behagelig å ha på om natten. Brukere har uttalt at det føles som om de ikke har på seg noe i det hele tatt.\*

## Bevegelsesfrihet



Ved å flytte rørets plassering til toppen av hodet gir DreamWear større bevegelsesfrihet i løpet av natten. Brukerne sa at de ikke trengte å velge en sovestilling ved bruk av DreamWear.\*

# Spesifikasjoner

## Nyskapende utforming

Komfort og ytelse: Soft fabric straps

## Rengjøring: bøyle

Hand wash with mild detergent: Rinse thoroughly, air dry<sup>1</sup>

## Utsifting

Kontroller daglig for slitasje: Replace at first sign of wear

## Produktdetaljer

Materials: Polycarbonate, Silicone

Warranty: 90 days



\* \* Dataanalyse av pasientpreferanseprøve fra august 2017 der n = 85 og reseptbelagte masker omfatter Resmed Airfit F10 og F20, Resprionics Amara View og F&P Simplus, basert på 10 dagers bruk.

\* \* 2017 Philips' spørreskjema for brukerpreferanser

\* <sup>1</sup>Se brukerveiledningen for mer detaljert informasjon om rengjøring.